

いつでも Finnpiquette スペシャルサポート2019

2020.3.31 Tue. 弊社受注分まで



F1/E1-ClipTip、Finnpiquette F1/F2を
特別価格で提供します。

F1/E1-ClipTip

瞬時に均一なチップ装着とシーリングを可能にしたClipTipインターロックシステムです。マニュアルピペットと電動ピペットをご用意しています。

Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ (マニュアルピペット)

驚くほど軽い力でチップ着脱が可能で、マルチチャンネルもすべてのチップコーンをシールします。

32%OFF

カタログNo.	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	価格	特別価格
4641310N*	1	0.1 - 2 µL	0.002 µL	●	¥37,200	¥25,100
4641320N*	1	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥37,200	¥25,100
4641180N	1	2 - 20 µL	0.02 µL	●	¥37,200	¥25,100
4641190N	1	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥37,200	¥25,100
4641200N	1	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥37,200	¥25,100
4641210N	1	20 - 200 µL	0.2 µL	●	¥37,200	¥25,100
4641220N	1	30 - 300 µL	1 µL	●	¥37,200	¥25,100
4641230N	1	100 - 1000 µL	1 µL	●	¥37,200	¥25,100
4661210N*	8	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥114,500	¥77,400
4661120N	8	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥114,500	¥77,400
4661130N	8	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥114,500	¥77,400
4661140N	8	30 - 300 µL	1 µL	●	¥114,500	¥77,400
4661220N*	12	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥131,100	¥88,700
4661160N	12	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥131,100	¥88,700
4661170N	12	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥131,100	¥88,700
4661180N	12	30 - 300 µL	1 µL	●	¥131,100	¥88,700

※ F1-ClipTipピペットには、汎用チップは使用できません。専用ClipTipをご使用ください。
* 適合チップはClipTip 12.5 Extlになります。

Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ (電動ピペット)

クラウド環境 (Thermo Fisher Cloud) でピペット管理が可能です。

34%OFF

カタログNo.	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	価格	特別価格
4670000BT	1	0.5 - 12.5 µL	0.01 µL	●	¥89,500	¥59,000
4670020BT	1	2 - 125 µL	0.1 µL	●	¥89,500	¥59,000
4670030BT	1	10 - 300 µL	0.1 µL	●	¥89,500	¥59,000
4670040BT	1	15 - 1250 µL	1.0 µL	●	¥89,500	¥59,000
4671000BT	8	0.5 - 12.5 µL	0.01 µL	●	¥177,900	¥117,400
4671040BT	8	2 - 125 µL	0.1 µL	●	¥177,900	¥117,400
4671070BT	8	10 - 300 µL	0.1 µL	●	¥177,900	¥117,400
4671100BT	8	15 - 1250 µL	1.0 µL	●	¥177,900	¥117,400
4671010BT	12	0.5 - 12.5 µL	0.01 µL	●	¥199,800	¥131,800
4671050BT	12	2 - 125 µL	0.1 µL	●	¥199,800	¥131,800
4671080BT	12	10 - 300 µL	0.1 µL	●	¥199,800	¥131,800
4671090BT	12	30 - 850 µL	1.0 µL	●	¥199,800	¥131,800

※ E1-ClipTipピペットには、汎用チップは使用できません。専用ClipTipをご使用ください。



2種類の分注プログラム 設定方法

Presets 基本的な分注
Matrix カスタマイズ分注

電動チップイジェクションを
搭載



Finnpipette F1

お手持ちのピペットは、操作中に容量がずれることはありませんか？
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1は容量自動ロックシステムが
“容量ずれ”を防止します。

32%OFF

カタログNo.	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	価格	特別価格
4641010N	1	0.2 - 2 µL	0.002 µL	●	¥42,300	¥28,600
4641020N	1	0.5 - 5 µL	0.01 µL	●	¥42,300	¥28,600
4641030N	1	1 - 10 µL マイクロ	0.02 µL	●	¥42,300	¥28,600
4641040N	1	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥42,300	¥28,600
4641060N	1	2 - 20 µL	0.02 µL	●	¥37,300	¥25,100
4641140N	1	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥37,300	¥25,100
4641070N	1	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥37,300	¥25,100
4641080N	1	20 - 200 µL	0.2 µL	●	¥37,300	¥25,100
4641090N	1	30 - 300 µL	1 µL	●	¥37,300	¥25,100
4641100N	1	100 - 1000 µL	1 µL	●	¥37,300	¥25,100
4641110N	1	0.5 - 5 mL	0.01 mL	●	¥42,300	¥28,600
4641120N	1	1 - 10 mL	0.02 mL	●	¥46,900	¥31,700
4661000N	8	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥125,900	¥85,200
4661010N	8	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥125,900	¥85,200
4661020N	8	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥125,900	¥85,200
4661030N	8	30 - 300 µL	1 µL	●	¥125,900	¥85,200
4661040N	12	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥143,600	¥97,200
4661050N	12	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥143,600	¥97,200
4661060N	12	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥143,600	¥97,200
4661070N	12	30 - 300 µL	1 µL	●	¥143,600	¥97,200

**容量自動
ロックシステム**
操作中に容量が
ずれない!

**アジャスタブル
フィンガーレスト**

**サイレント
容量設定**



Finnpipette F2

32%OFF

カタログNo.	チャンネル	容量	可変ステップ	カラーコード	価格	特別価格
4642010	1	0.2 - 2 µL	0.002 µL	●	¥36,000	¥24,300
4642020	1	0.5 - 5 µL	0.01 µL	●	¥36,000	¥24,300
4642030	1	1 - 10 µL マイクロ	0.02 µL	●	¥36,000	¥24,300
4642040	1	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥36,000	¥24,300
4642060	1	2 - 20 µL	0.02 µL	●	¥32,300	¥21,800
4642130	1	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥32,300	¥21,800
4642070	1	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥32,300	¥21,800
4642080	1	20 - 200 µL	0.2 µL	●	¥32,300	¥21,800
4642090	1	100 - 1000 µL	1 µL	●	¥32,300	¥21,800
4642100	1	0.5 - 5 mL	0.01 mL	●	¥36,000	¥24,300
4642110	1	1 - 10 mL	0.02 mL	●	¥43,700	¥29,500
4662000	8	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥112,400	¥76,400
4662010	8	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥112,400	¥76,400
4662020	8	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥112,400	¥76,400
4662030	8	30 - 300 µL	1 µL	●	¥112,400	¥76,400
4662040	12	1 - 10 µL	0.02 µL	●	¥129,000	¥87,700
4662050	12	5 - 50 µL	0.1 µL	●	¥129,000	¥87,700
4662060	12	10 - 100 µL	0.2 µL	●	¥129,000	¥87,700
4662070	12	30 - 300 µL	1 µL	●	¥129,000	¥87,700

**ダブルアクション
プッシュボタンに
より容量ずれ防止**

**耐久性抜群、フル
オートクレーブ対応**



ご注文は、最終ページの「ご注文の流れ」をご確認ください。

ご注文の流れ

お客様

1

下記の「お引き取り品依頼書」にご希望のピペット品名・数量およびお引き取り品ブランド名をご記入の上、当社販売店にお引き取り品と併せてお渡してください。

- お引き取り品は他社ブランドピペットに限ります。当社ピペット (Finnpipette、Matrix) は、対象外です。
- お引き取り品1本から受付します。シングル、マルチのチャンネルの種類は問いませんが、特別価格でのご提供はお引き取り本数と同数までとなります。

販売店

2

記入漏れ・不足がないことを確認の上、依頼書およびお引き取り品を当社サービスセンターに送付。

【送り先】
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ピペットサービスセンター
いつでもFinnpipetteスペシャルサポート係宛て
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-9 C棟
TEL 045-453-9227 FAX 045-453-9228

4

見積書の回答を返信FAX。

サービスセンター

3

お引き取り品依頼書とお引き取り品を確認の上、確認書として見積書を販売店にFAX。

5

販売店経由にてご指定のピペットおよび納品書を発送。

* ご要望に応じて、お引き取り品回収バッグをご用意させていただきます。

- お引き取り品は他社ブランドピペットに限ります。当社ピペット (Finnpipette、Matrix) は、対象外です。
- お引き取り品1本から受付します。シングル、マルチのチャンネルの種類は問いませんが、特別価格でのご提供はお引き取り本数と同数までとなります。
- 実施期間は予告なく終了する場合がございます。 ● 本プログラムは非医療従事者の方を対象とするものです。

お引き取り品依頼書

※ 2020年3月31日まで

キャンペーンコード:LHC1904-1

お客様	施設名	部署名				
	ご担当者名	e-mail				
	〒 住所					
	TEL	FAX				
販売店用	会社名	支店・営業所	申し込み日	年	月	日
	〒 住所					
	TEL	FAX				

ご希望ピペット

カタログNo.	製品名	数量	お引き取り品ブランド名

アンケートにご協力ください

このプログラムはどちらで知りましたか? (複数回答可)

- 当社WEBサイト
 当社営業スタッフ
 当社三田オフィス トレーニング・セミナー
 販売店
 他の施設・研究室
 その他 ()

For general laboratory use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. LHC01-A1904-E

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転写を禁じます。ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。ここに記載されている内容は予告なく変更することがあります。本誌掲載のプログラムは、日本国内のお客様のみ有効です。また、その他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。記載されている希望小売価格は、2019年4月現在のものです。消費税は含まれておりません。実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。研究目的以外には使用しないでください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com
 オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261
 営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC