

'19 9/20まで
特別価格でご提供

BrilliantDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit



ABI Genetic Analyzer 各モデルでご利用可能なダイターミネーターサイクルシーケンスキットです。キットにはシーケンス反応に必要なすべての試薬が含まれます。



- 機器の各種設定ファイルは、BigDye™と共通で変更不要です
- v1.1とv3.1の2つのケミストリーを選択できます
- 反応プレミックス、希釈液、pGEMベクター、M13(-21)プライマー同梱
- 24 ~ 5000反応分までご用意しております

製品概要


- 本キットは、Sanger Chain Termination法に基づいたキットです。
- 本キットは2.5x濃度のプレミックスとして最適化されており、De Novoシーケンスやターゲットリシーケンスなどを含む様々なアプリケーションに対応しております。

キット構成

- Reaction Ready Sequencing Premix
- 5x Sequencing Buffer
- pGem control
- M13(-21) primer

2つのバージョン

- v1.1 はプライマー近傍において、最良のベースコーリングを実現します。
- v3.1はロングリードに最適です。



対応アナライザー

- 本キットはABI Genetic Analyzer 310, 31XX, 3500, 37XX, SeqStudio™に対応しております。
- プロトコール、ワークフロー、設定、キャリブレーションの変更は不要です。

カタログ番号	品名	価格(税別)	初回トライアル価格
BRD1-024	BrilliantDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit, v1.1 24 rxn	¥46,000-	¥26,000-
BRD3-024	BrilliantDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit, v3.1 24 rxn	¥46,000-	¥26,000-
カタログ番号	品名	価格(税別)	特別価格('19 9/20迄)
BRD1-100	BrilliantDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit, v1.1 100 rxn	¥134,000-	¥92,000-
BRD3-100	BrilliantDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit, v3.1 100 rxn	¥134,000-	¥92,000-
BRD1-1000	BrilliantDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit, v1.1 1000 rxn	¥1,180,000-	¥870,000-
BRD3-1000	BrilliantDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit, v3.1 1000 rxn	¥1,180,000-	¥870,000-

ABI Genetic Analyzer 各モデルでご利用可能なポリマーです。


アナライザーの設定、キャリブレーションの変更なしにご利用いただけます。



- Runプロトコルやキャリブレーション設定の変更は不要です
- 高いコストパフォーマンスをご提供します。
- ABI Genetic Analyzer 310, 31XX, 37XXシリーズ各モデル対応品をご用意しております。

製品概要

- 本品は、ABI Genetic Analyzerの各モデルでご利用いただけます。
- 最新のポリマー技術により、優れた安定性と分離能を提供します。
- Runプロトコル、設定、またはスペクトルのキャリブレーションの変更なしにご利用いただけます。



カタログ番号	品名	容量(ml)	価格(税別)
NIP4-105	NimaPOP-4, 5ml (310/3100)	5 ml	39,000
NIP4-005	NimaPOP-4, 5ml (3130)	5 ml	54,000
NIP4-010	NimaPOP-4, 10ml (3130)	10 ml	87,000
NIP6-105	NimaPOP-6, 5ml (310/3100)	5 ml	35,000
NIP6-005	NimaPOP-6, 5ml (3130)	5 ml	54,000
NIP6-010	NimaPOP-6, 10ml (3130)	10 ml	87,000
NIP7-005	NimaPOP-7, 5ml (3130)	5 ml	54,000
NIP7-010	NimaPOP-7, 10ml (3130)	10 ml	87,000
NIP7-028	NimaPOP-7, 28ml bottle (3730)	28 ml	149,000
NIP7-280	NimaPOP-7, 10×28ml bottle (3730)	280 ml	710,000

株式会社 エムエステクノシステムズ



■東日本 〒162-0805
東京都新宿区矢来町113番地
TEL (03)3235-0673 FAX (03)3235-0669

■西日本 〒532-0005
大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
TEL (06)6396-6616 FAX (06)6396-6644

e-mail: technosales@technosaurus.co.jp
URL: <http://www.mstechno.co.jp>

販売店

●会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
●本カタログ記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。