

# 他社メーカーからの買い替えキャンペーン

注射剤の不溶性微粒子試験の

**Data Integrity 対応** は大丈夫ですか？



小容量で測定できるので、タンパク質医薬品  
注射剤の不溶性微粒子試験法にも最適！



風袋量 (0.091 mL) の  
短くて細いニードルプローブ

1 mLのバイアルから  
“そのまま測定”

他社メーカーからの買い替えの場合、  
**計数参照標準溶液**をプレゼントさせて  
いただきます。

**2025年1月末日まで**  
にご発注された方限定！

精度管理されていますか？

**8.9万円相当を差し上げます。**



製品番号	製品名	メーカー 希望小売価格 (税別)
C-1040-1K	<b>VALIDEX</b> 計数参照標準溶液 (CSR-10: 10 μm, 1,000個/mL ± 10%, 500 mL)	<b>¥89,000</b>

## 光遮蔽粒子計測法のパイオニア

1962年に世界初の光遮蔽方式パーティクルカウンターをリリースして以来、“HIACブランド”として世界的に製薬  
マーケットでグローバルスタンダードとしてご愛顧頂いている液中パーティクルカウンターのリーディングブランドです。


日本薬局方だけでなく各国で『注射剤の不溶性微粒子試験法』の第1法で指定されている  
**光遮蔽粒子計測法** は、HIACが生み出した測定方式でもあります。

# Data Integrity機能の一部をご紹介します!

## 詳細・ご説明はお問い合わせください。


### アカウントの管理機能

Microsoft Active Directory を使用




### 電子記録の保護 (アクセス権限)

3階層の異なるアクセス権限



### 監査証跡 (Audit Trail)

電子記録の生成・修正・削除などの全ての操作内容を時系列で記録したデータ



誰が見てもすぐ判る

コマンド・記号・番号など  
細かな表記ではなく  
内容が一目瞭然  
であることが非常に重要!

HIAC ブランド 液中パーティクルカウンター  
製造元: ベックマン・コールター株式会社  
国内販売元:

# アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ

検索



電話受付時間: 午前9時~午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

■ご用命は信頼ある代理店へ