

FRESHER'S CAMPAIGN フレッシュャーズ キャンペーン

キャンペーン期間
2026
4/13(MON)~
6/24(WED)

ピペットマン

ピペットマンPタイプの強靱なボディと高い精度はそのままに
“軽いストローク”を実現



ピペットマン スターターキット

Ref.No. F167900
希望小売価格 ¥131,000 → **キャンペーン価格 ¥109,800**

品名	モデル	規格	数量
ピペットマン	P20	2 μL ~ 20 μL	1
	P200	20 μL ~ 200 μL	1
	P1000	100 μL ~ 1000 μL	1
ダイヤモンドチップ	D200T	Tipack (96本入りBox)	1
	D1000T	Tipack (96本入りBox)	1
ピペットハンガー	SINGLES	1本掛	3
コンフォートハンドル			3
コンフォートハンドル用ステッカー			12面x1シート

ピペットマン マイクロボリュームキット

Ref.No. F167800
希望小売価格 ¥131,000 → **キャンペーン価格 ¥109,800**

品名	モデル	規格	数量
ピペットマン	P2	0.2 μL ~ 2 μL	1
	P10	20 μL ~ 200 μL	1
	P100	100 μL ~ 1000 μL	1
ダイヤモンドチップ	DL10T	Tipack (96本入りBox)	1
	D200T	Tipack (96本入りBox)	1
ピペットハンガー	SINGLES	1本掛	3
コンフォートハンドル			3
コンフォートハンドル用ステッカー			12面x1シート

ピペットマンL

ギルソン史上最軽量モデル
フルオートクレーパブルで
容量ロック機能付き



容量
ロック
フルオート
クレー
パブル

ピペットマンL スターターキット

Ref.No. F167350
希望小売価格 ¥164,000 → **キャンペーン価格 ¥133,500**

品名	モデル	規格	数量
ピペットマンL	P20L	2 μL ~ 20 μL	1
	P200L	20 μL ~ 200 μL	1
	P1000L	100 μL ~ 1000 μL	1
ダイヤモンドチップ	D200T	Tipack (96本入りBox)	1
	D1000T	Tipack (96本入りBox)	1
ピペットハンガー	SINGLES	1本掛	3
プラスチックイジェクター			3

ピペットマンL マイクロボリュームキット

Ref.No. F167550
希望小売価格 ¥164,000 → **キャンペーン価格 ¥133,500**


品名	モデル	規格	数量
ピペットマンL	P2L	2 μL ~ 20 μL	1
	P10L	20 μL ~ 200 μL	1
	P100L	100 μL ~ 1000 μL	1
ダイヤモンドチップ	DL10T	Tipack (96本入りBox)	1
	D200T	Tipack (96本入りBox)	1
ピペットハンガー	SINGLES	1本掛	3
プラスチックイジェクター			3

選べるお得なパッケージ

7本掛ピペットマンホルダー

がセットになった **お得なキット&キットパッケージ**

ピペットマンホルダー(回転式/7本掛)
(F161401) ¥25,000 ※ホルダーにかかっている商品はセットに含まれません。



ピペットは立てて保管するのが基本!
ピペットマンの保管方法として、横に寝かせて保管すると、液体のコンタミネーションのリスクが高まることも…。チップホルダー先端に傷がつかないようにするためにも、チップは外して縦向き(垂直)に、高温多湿を避け保管することを推奨しています。

① スターターダブル

Ref.No. PSSH
希望小売価格 ¥287,000 → **キャンペーン価格 ¥222,500**

③ L スターターダブル

Ref.No. LSSH
希望小売価格 ¥353,000 → **キャンペーン価格 ¥275,000**

② スターター&マイクロ

Ref.No. PSMH
希望小売価格 ¥287,000 → **キャンペーン価格 ¥222,500**

④ L スターター&マイクロ

Ref.No. LSMH
希望小売価格 ¥353,000 → **キャンペーン価格 ¥275,000**

数量限定 ポータブル小型遠心機

がセットになった **お得なパッケージ**

スターター&セントリー


Ref.No. PSCE
希望小売価格 ¥202,000 → **キャンペーン価格 ¥158,100**



2種類のローターが標準付属
CENTRY 103 MINICENTRIFUGE
Ref.No. F110736 ¥71,000

この機会に
**ギルソン
純正チップ**を
お試しください

ピペットマンの本来の精度を発揮するには、使用するチップが大切だと皆さんご存じですか?
チップは分注精度に大きく影響を及ぼします。ギルソン社の精度規格は純正チップである、ダイヤモンドチップ使用時のみ適応するため、非純正チップ使用時はこれにあてはまりません。



純正チップ使用時に、非常に高い精度を誇っています。※当社調べ

実験tips掲載中

弊社ホームページにて、実験を行っていく上で押さえておきたい様々な情報を、豆知識や最新の情報も交えながら紹介しています。純正チップを使用することの重要性についての記事も掲載していますので、ぜひチェックしてみてください!

