

BDL 時短製品

30%OFFキャンペーン



キャンペーンの詳細はWebページ番号

71763




BDL製品の中でも特に時短に役立つ4製品を30%OFFのキャンペーン価格でご提供します！
ぜひこの機会にお試し下さい！



コンピテントセル


クローニング・ライブラリ作製用

DynaCompetent® Cells **JetGiga DH5α**



ジェットな速さでギガレベルの形質転換効率

✓ 形質転換が約**6分**で完了！




超高形質転換効率 $> 1 \times 10^9$ CFU/μg

✓ または、ヒートショックなしで約**10分**で完了！



高形質転換効率 $> 1 \times 10^8$ CFU/μg

✓ 分注・再凍結保存が可能！



製品を氷上にて融解し、
ディープフリーザーにて
再凍結する操作を繰り返した。
本製品は一度凍結融解
しても 1×10^9 CFU/μg
を十分に維持していた。

※データシートに記載されている
手順に従って行って下さい。

本コンピテントセルの凍結融解サイクルにおける形質転換効率の変化

保存条件: -80°C BioDynamics Laboratory Inc. [メーカー略称: BDL]


商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
DS230	10 × 100 μl	21,000	14,700

タンパク質発現用(T7発現系)

DynaCompetent® Cells **Zip BL21(DE3)**

ヒートショックなしで**すぐ植菌**できる

✓ 形質転換が約**5分**で完了！



✓ ヒートショック不要

✓ 形質転換効率: $> 2 \times 10^6$ CFU/μg

保存条件: -80°C カルタヘナ BioDynamics Laboratory Inc. [メーカー略称: BDL]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
DS255	10 × 100 μl	20,000	14,000






SDS-PAGE用泳動バッファー

AllView PAGE Buffer®

✓ 約15分で泳動完了!

泳動の比較動画
(フナコシWebでご覧下さい!)

従来の泳動バッファーの約1/3!

※ ミニゲルで15分、ミディゲルで50分(250V)

速い! 広い! 安い! きれい!

いつもの泳動バッファーを変えるだけ。
自作ゲルでグラジエントゲルのような分離が可能です。

- ♪ ワイドレンジに分離
- ♪ グラジエントゲルの購入が不要なため泳動コストを削減できます!
- ♪ 高プロットング効率
- ♪ 大きなゲルでもOK!

BioDynamics Laboratory Inc. [メーカー略称:BDL]


商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
DS520	500 ml	15,000	10,500
20 × 溶液			



CBB染色液

QuickBlue Staining Solution

短時間でタンパク質を染色



✓ 染色~脱色が約90分で完了!

✓ 検出限界は8 ng(BSA)と高感度

✓ ゲルの脱色は脱イオン水のみで行います。

BioDynamics Laboratory Inc. [メーカー略称:BDL]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
DS500	500 ml	11,000	7,700

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は2024年6月3日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ カルタヘナ印の製品は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称:カルタヘナ法)」使用規制対象となりますので、ご使用に際しては規制に則し、適切にお取り扱い下さい。
- ※ -80°C印は、-80°Cでの保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到着後、直ちに-80°Cのフリーザー等に保存して下さい。

- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、BioDynamics Laboratory社の商標または登録商標です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(BDL)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

総代理店
フナコシ株式会社〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp

info@funakoshi.co.jp

reagent@funakoshi.co.jp

funakoshi

@Funakoshi_CoLtd

フナコシ株式会社

TEL 03-5684-1620

BDL-7747(2024.06)