



reddot winner 2026

QIAasprint 初回導入に限り、機器と消耗品をパッケージ特別価格で提供

省スペース設計の高スループット核酸精製装置 ～実機デモ受付中～
新製品 QIAasprint Connect 発売キャンペーン



QIAasprint Connect

- ・最大 2 × 96 の高スループット
- ・柔軟なキット設計で無駄なコストを削減
- ・プロトコル編集で多様な用途に対応
- ・21 CFR Part 11 準拠



	製品名	内容	Cat.no	キャンペーン価格 (¥)
本体	QIAasprint Connect SYS-FUL-1	本体+保証 1 年間 (1 回点検付き)	9003575	11,139,000
初回に必要な 消耗品類	QIAasprint Prep Cover (8)	マグネットカバー 96 プレート 8 枚	582103	
	QIAasprint Prep Plate Insert (32)	サンプル・Buffer 用 ディープウェル 96プレート 32枚	582226	
	QIAasprint Elution Plate (10)	溶出用96プレート 10枚	583204	

・キャンペーン期間：2026 年 12 月 4 日まで ・プロモーションコード：JP26QSPPDM
弊社販売代理店にプロモーションコードをお知らせください。

用途に応じて選べる3つのキット構成カタログ*

核酸の種類	サンプルタイプ	PrepSet 前処理	Essential Kits 精製キット	Add-Ons 追加オプション
DNA	全血	QIAasprint DNA Blood PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit A (384)	RNase [†] (625)
	標準的な植物サンプル	QIAasprint DNA/RNA Plant PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit A (384)	RNase [†] (1250)
	阻害物質が豊富な植物サンプル	QIAasprint PowerExtract IRT PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit A (384)	RNase [†] (2500)
	細胞、組織	QIAasprint DNA Tissue/Cells PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit C (384)	RNase [†] (625)
RNA	細胞、組織	QIAasprint RNA Tissue/Cells PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit B (384)	QIAasprint DNA removal Set (384)
	糞便	QIAasprint PowerExtract IRT PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit C (384)	QIAasprint DNA removal Set (384)
DNA/RNA	糞便	QIAasprint PowerExtract IRT PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit C (384)	RNase [†] (500)
病原性核酸	血清/血漿/スワブ	QIAasprint Pathogen PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit A (384)	
プラスミド DNA	細菌培養	QIAasprint Plasmid BOPP PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit D (384)	QIApHish Beads (17ml) [†] (384)
	細菌ペレット	QIAasprint Plasmid BOPP PrepSet (384)	QIAasprint Essential Kit D (384)	

* キット類は別途見積が必要です。担当営業にお問い合わせください。
† オプション製品です。

QIAasprint 仕様

精製テクノロジー	磁性ビーズ法
対応サンプル数	同時処理数 1 ~ 96 サンプル (最大 192 サンプルまで連続処理)
サイズ (W×D×H)	490 x 640 x 740 mm
重量	62 kg
加温/冷却 設定温度	10 ~ 95°C



価格は消費税別表示です。本キャンペーンがお客様の購買ポリシーに反しないかを発注前にお客様自身でご確認ください。記載の QIAGEN 製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。
最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては www.qiagen.com の “Trademarks and Disclaimers” をご覧ください。
QIAGEN キットの Handbook および User Manual は www.qiagen.com から入手可能です。
Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight® (QIAGEN Group) 本文に記載の会社名、商品名、登録名、商標などは、特にそのようにマークされていない場合でも、法律によって保護されている場合があります。
記載の価格はすべて税抜価格です。また、製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2303278 07/2026 © 2026 QIAGEN, all rights reserved.
株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき 3-13-1 | Forefront Tower II
Tel: 03-6890-7345 | Fax: 03-5547-0818 | E-mail: techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com