

interscience ×  REPROCELL

微生物学のための科学機器

7・8・9月限定 **最大** 25%OFFキャンペーン

あなたの分析に
最適のテクノロジー

世界シェア率
No.1

自動コロニーカウンター

Scan[®]シリーズ

interscience

45年以上の伝統がある
科学機器メーカー

- 化学分析に対応するフルレンジの高品質製品
- 革新的な技術、使いやすい製品
- ゆきとどいたサービス
- フランス製の洗練されたデザイン及び製造

※当該キャンペーンは2024年7月～9月までのご注文書が対象となります。

なぜ？ 自動コロニーカウンターを使うのか？

理由 1 生産性の向上

一日にペトリディッシュを50枚以上カウントする場合、Scan®自動コロニーカウンターを使うと、カウントの時間を80%省くことができます。

Scan®自動コロニーカウンターは、**1秒で1000個のコロニー**をカウントします。さらに結果入力時間も短縮することができます。

1000
コロニー/秒

カウント時間
80%
短縮

精度
98%

各種
パラメーター

21CFR
Part 11

理由 2 精度および再現性の向上

ペトリディッシュ上のコロニーをマニュアルでカウントするのは、時間が掛かり、オペレーターによっては、一日の初めと終わりでは、結果に違いがあることがあります。Scan®自動コロニーカウンターは、**精度98%**、コンスタントで反復可能な方法でコロニーをカウントします。

理由 3 煩雑なセッティング不要

Scan®自動コロニーカウンターには、ユーザーフレンドリーなソフトウェアが付属しています。このソフトウェア上で、ペトリディッシュの培地に対応する**パラメーターを選択するだけで**、適切な条件でのカウントが可能です。


※機種により対応できるプレートタイプは異なります。

理由 4 トレーサビリティの向上

Scan®自動コロニーカウンターは、**21CFR Part11に対応**しています。Scan®自動コロニーカウンター付属のソフトウェアは、特に監査証跡と結果のセキュリティに関して、FDAの推奨事項に準拠しています。ソフトウェアに内蔵されたユーザーアカウント管理により、最大5レベルの権限を作成できます。スーパーバイザー管理者にはすべての役割があり、他の役割には特定の権限があります。パスワード管理はユーザーアカウントを保護します。



Scan®シリーズ 一覧



Scan®300
エッセンシャル

基本的な機能とトレーサビリティを備え、PCAやMRS培地などを使用した分析にも適応します。


15% OFF



Scan®500
効率的

基本的な機能に加えて、TBX培地などのクロモジェニック培地にも適応し、コロニーの色識別も可能になります。

5% OFF



Scan®1200
ハイパフォーマンス

シャーレのカウント以外に、メンブレンフィルターやペトリフィルムなど、様々な簡易培地にも対応します。

5% OFF



Scan®4000
抜群の画像クオリティ

全サイズのシャーレと全ての培地に適応する超HDコロニーカウンターです。ドーム型の間接照明により、縁まで綺麗に読み取ることができます。

25% OFF

取扱店

REPROCELL

株式会社リプロセル

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11 メットライフ新横浜ビル9F
TEL.045-475-3887 FAX.045-474-1006
<https://www.reprocell.co.jp>