


FastGene™ 唾液コレクション ウィルスRNAキット (Saliva Virus RNA sample collection kit)



概要

検体の自己採取→ウイルス不活化/核酸安定化→常温輸送のためのオールインワンキット

簡便/非侵襲な採取方法



* 非侵襲 (スワブキットとの対比)

* ウイルス不活性化成分含有

→取扱中/輸送中の感染リスク低減のためにはウイルス不活化が必要

* RNA分解を阻止できる安定化試薬が入っているため室温輸送が可能

価格

型番	品名	入数	価格 (税別)
FG-SvRC05	FastGene™ 唾液コレクション ウィルスRNAキット	5キット	¥15,500
FG-SvRC25	FastGene™ 唾液コレクション ウィルスRNAキット	25キット	¥60,000



- * 保存条件/期間：常温（15～30℃）、12か月
- * 検体採取後保存温度：室温
- * 本製品は研究用試薬となります

現在、Webアップ準備中（5/21予定）