

## 実験台などの清拭・除菌に 除菌用80vol%エタノール

令和2年4月10日付厚生労働省医政局経済課等による事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」の通達がありました。本通達ではエタノールについて、下記の規定があります。

- ・ エタノール濃度が原則 70～83vol%の範囲内であること（消毒効果が十分に得られるよう、より高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用すること。）。
- ・ 含有成分に、メタノールが含まれないものであること。


本製品は、濃度80vol%、含有成分にメタノールを含まない製品です。手指の消毒、実験機器や実験台の除菌やよごれの清拭など、様々な場面にお使いください。

**本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。**

### 特長

#### ★ 除菌に最適なエタノール濃度

製品に使用しているエタノール溶液は、除菌効果が高いといわれる濃度（77～82vol%）に調製されています。



ボトルに詰め替えて、  
手指消毒や身の回りの  
除菌にご使用いただけます！

#### ★ 2つの容量をご用意

使いきりやすい500mL包装と、より広い範囲の除菌にお使いいただける一斗缶（18L）包装をご用意しております。

＼新製品／



400ccボトル  
約45回分！

大容量で利用するお客様は  
一斗缶タイプがお得です！

少量を使い切りたいお客様  
は500mLタイプが便利です。

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格（円）
053-09375	80vol%エタノール	危 除菌用	500 mL	1,900
056-09407	80vol%エタノール（合成）	危 除菌用	18 L	38,000

NEW

※当社製品を小分けしたものを販売しないでください。

なお、購入者が他の容器へ詰め替えて使用することは差し支えありません。

## 関連製品

### ■エタノールスプレー



- ★ 使いやすいスプレータイプ  
高圧ガス(炭酸ガス)を使用した製品で  
ワンプッシュで持続的噴霧が可能です。
- ★ 除菌に最適なエタノール濃度  
スプレー中のエタノール溶液は、除菌効果  
が最も高いといわれる濃度(77~82vol%)  
に調製されています。
- ★ メタノール不含有品

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
051-09131	エタノールスプレー	危 除菌用	170 mL	3,300

### ■精製水



上水または工業用水をイオン交換により精製した脱イオン水を膜ろ過した製品です。

コードNo.	品名	容量	希望納入価格 (円)
165-08245	精製水	500 mL	1,150
161-08247		20 L	照会


Refr…2~10℃保存 F…-20℃保存 80…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
 特定 毒-I…特定毒物 毒-II…毒物 劇-I 劇-II 劇-III…劇物 毒…毒薬 劇…劇薬 危…危険物 向…向精神薬 特麻…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ法  
審-1…化審法 第一種特定化学物質 審-2…化審法 第二種特定化学物質 化兵1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2…化学兵器禁止法 第二種指定物質  
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚  
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒薬等  
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試験サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>)をご参照下さい。

- 本文に記載しております試験は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 東海営業所
- 筑波営業所
- 北海道営業所
- 中国営業所
- 横浜営業所
- 東北営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099  
 試験URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation  
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA  
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100