

PowerUp SYBR Green Master Mix


ディスカウントキャンペーン

20% OFF

Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR Green Master Mixは、新しく採用したDual-Rock Taqポリメラーゼと当社がこれまで集積した長年のデータをもとに最適化したバッファー組成によって、再現性および特異性をさらに改善した製品です。

低コピーまで高精度に検出

ターゲットのコピー数が少なくなるほどダイマーが増幅しやすくなり、ターゲットの増幅にも影響します。そのため、低コピーではダイマーの影響で定量性が悪くなります。PowerUp SYBRは、プライマーダイマーなどの非特異的増幅が起きにくいので、低コピーまで高精度に検出することができます。



キャンペーン期間

2018年1月9日(火) ~ 2018年3月16日(金) 弊社受注分まで

キャンペーン番号

RTPR7E ご注文の際に弊社代理店に必ずお伝えください

製品名	サイズ	製品番号	価格	キャンペーン価格
PowerUp SYBR Green Master Mix	5 mL	A25742	¥36,800	¥29,400
	5 x 1 mL	A25780	¥40,500	¥32,400
	2 x 5 mL	A25776	¥71,400	¥57,100
	10 x 1 mL	A25918	¥78,500	¥62,800
	5 x 5 mL	A25777	¥173,300	¥138,600
	50 mL	A25743	¥315,000	¥252,000
	10 x 5 mL	A25778	¥336,000	¥268,800

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。
For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. ©2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2018年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

販売店

SDR110-A1801E

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社

本社：〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL：03-6832-6980 FAX：03-6832-9584

営業部 TEL：03-6832-9300 FAX：03-6832-9580

f facebook.com/ThermoFisherJapan

🐦 @ThermoFisherJP

www.thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC