

先行販売

30台 台数限定

Agilent 4150 TapeStation

全自動電気泳動装置

対象商品

Agilent 4150 TapeStation


全自動電気泳動装置 ※コンピュータは付属しません。

販売開始


2019年1月8日(火)

台数限定特別価格

¥3,344,000 (税抜)



特長



1 検体から
自由に無駄なく

(最大 16 検体)

1 2 3



操作は簡単

3 ステップ!



4200 用 Kit を

そのまま使用可能

アプリケーション

DNA

Genomic DNA



200 ~ 60,000 bp

ゲノム DNA の QC、DIN に

D5000 /
High Sensitivity D5000



100 ~ 5,000 bp

次世代シーケンスのライブラリ QC に

D1000 /
High Sensitivity D1000



35 ~ 1,000 bp

RNA


RNA /
High Sensitivity RNA



Total RNA



RNA の QC、RIN[®]、DV200 に

Agilent 4150 TapeStation



データ例


ゲルイメージ、Electropherogram で表示可能。
サイズ、濃度、Molarity 等、自動で計算されます。



装置本体仕様

型番	G2992AA TapeStation 本体、据付調整費、ソフトウェア一式、装置付属品、専用 Vortex、付属消耗品が付きまます。
重量	17.8 kg
寸法 (幅×奥行×高さ)	25 cm × 51 cm × 42 cm
電源	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 50 VA (W)

Agilent 4150 TapeStation には、コンピュータは付属しておりません。別途ご購入が必要です。
HP ProBook 650 G4 相当品をご用意ください。
コンピュータ基本仕様 / CPU : インテル Core i5-7200U (2.5-3.1 GHz)、
OS : Windows 10 Pro (64 bit) (英語)、メモリー : 8 GB、ハード : 500 GB、DVD-ROM



販売店

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111
mail : email_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。
※本資料掲載の製品はすべて研究用です。
その他の用途にご利用いただくことはできません。
※本資料掲載の価格はすべてメーカー希望小売価格 (税抜) です。

<http://AgilentGenomics.jp>

© Agilent Technologies, Inc. 2018

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、
改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、
法律で禁止されています。

Printed in Japan, Dec. 14, 2018
5994-0579JAJP