

まとめ買いのチャンス!

Brilliant III リアルタイム PCR 用 マスターミックス キャンペーン

Brilliant Performance. Brilliant Results.



Brilliant III リアルタイム PCR 用マスターミックス

- 独自に開発した酵素で**高感度!**
- AriaMx (アジレント社)をはじめ、**他社 Fast タイプの装置でも使用可能!**
- HotStart テクノロジーの改良と Buffer の最適化で**プライマーダイマーを抑制!**

キャンペーン期間

2019年 **1月7日** (月) ~ **3月29日** (金) ご注文分まで

キャンペーン内容

同一製品 **5キットまとめて30% オフ**

複数の組み合わせは対象外とさせていただきます。
数量・ご利用回数に制限はありません。

キャンペーンコード

B3X5 ※ご注文の際には必ず備考欄にキャンペーンコードをご記入ください。

対象商品

**30%
OFF**

製品	ROX	容量	型番	5キットでの 通常価格 (税抜)	5キットおまとめ キャンペーン価格 (税抜)*
SYBR Green I 検出用					
Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master Mix	別添付	400 反応分	600882	75,000円	52,500円
Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master Mix, Low ROX Plus	混合済 (低濃度)	400 反応分	600892	75,000円	52,500円
Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QPCR Master Mix, High ROX Plus	混合済 (高濃度)	400 反応分	600889	175,000円	122,500円
Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QRT PCR Master Mix SYBR 用 1-step RT-PCR	別添付	400 反応分	600886	555,000円	388,500円
プローブ検出用					
Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix プローブ用	別添付	400 反応分	600880	145,000円	101,500円
Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix プローブ用, High ROX Plus	混合済 (高濃度)	400 反応分	600888	275,000円	192,500円
Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix プローブ用, Low ROX Plus	混合済 (低濃度)	400 反応分	600890	275,000円	192,500円
Brilliant III Ultra-Fast QRT PCR Master Mix プローブ用 1-step RT-PCR	別添付	400 反応分	600884	490,000円	343,000円

* 5キット以上お求めの場合もキャンペーンの対象となりますので、お問い合わせください。

お手頃
価格の

1

カラー から

ハイ
エンドな

6

カラー まで

選べるオプティカルモジュール **新登場**

AriaMx リアルタイム PCR システム




目的に合わせてご希望のオプティカルモジュールを選択できる
AriaMx リアルタイム PCR システムが登場しました!

選べるオプティカルモジュール

色素	蛍光検出	
	励起	検出
FAM / SYBR	462.5 nm	516.0 nm
HEX / VIC	535.0 nm	555.0 nm
Cy3	542.0 nm	568.5 nm
ROX / TexasRed	585.0 nm	610.0 nm
Cy5	635.0 nm	665.0 nm
ATTO425	435.0 nm	475.0 nm



オプティカルモジュールは、1種類から最大6種類まで選択いただけます。



AriaMx
リアルタイム PCR システム
ベースユニット

+

選択する オプティカルモジュールの数	価格 (税抜) ※
1	2,652,000 円
2	3,009,000 円
3	3,366,000 円
4	3,723,000 円
5	4,080,000 円
6	4,437,000 円

オプティカルモジュールは、必要に応じて追加のご購入も可能です。ベースユニットのみをご購入いただくことはできません。
※ ベースユニットとオプティカルモジュールの価格の合計です。

販売店

[お問い合わせ窓口]
 アジレント・テクノロジー株式会社
 本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
 ●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111
 mail : email_japan@agilent.com
 ※仕様は予告なく変更する場合があります。
 ※本資料掲載の製品はすべて研究用です。
 その他の用途にご利用いただくことはできません。
 ※本資料掲載の価格はすべてメーカー希望小売価格(税抜)です。

<http://AgilentGenomics.jp>
 © Agilent Technologies, Inc. 2018
 本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、
 改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、
 法律で禁止されています。
 Printed in Japan, Dec. 25, 2018
 5994-0578JAJP