



ワケンビーテックイチ押し!

IMPLEN

微量分光光度計

SALE
25% OFF

期間

~2025年**3月31日**(月)



Good Point

グッドポイント

Point.1

メンテナンス
(光路長校正)の
必要なし!

Point.2

サンプルの
蒸発を
防ぎます!

Point.3

広範囲の濃度の
サンプルを
測定できます!

Point.4

様々な
サンプル、
溶媒に対応!

Point.5

スタンド
アロンで
使えます!

モデル	N120-TOUCH	NP80-TOUCH	N60-TOUCH	N50-TOUCH	C40-TOUCH
外観					
サンプル数	1 ~ 12	1	1	1	1
微量測定	○	○	○	○	—
キュベット測定	—	○	—	—	○
ボルテックスミキサー	—	○	○	—	—
検出波長範囲 (nm)	200 ~ 900	200 ~ 900	200~900	200~650	200 ~ 900
dsDNA検出範囲 (微量, ng/μL)	2 ~ 8,000	1 ~ 16,500	1 ~ 16,500	5 ~ 7,500	—
dsDNA検出範囲 (キュベット, ng/μL)	—	0.1 ~ 130	—	—	0.1 ~ 130
希望小売価格(円・税別)	3,200,000	2,070,000	1,700,000	1,550,000	880,000
キャンペーン 希望小売価格(円・税別)	2,400,000	1,552,000	1,275,000	1,162,000	660,000

各モデルの詳細はこちらからご覧ください→



ワケンビーテック株式会社

化学発光・ケミルミイメジャー

TOUCH IMAGER

コンパクトかつ高感度の化学発光イメージャー

TOUCH IMAGERは、シンプルかつ簡単な操作で化学発光イメージングを行うことが可能です。革新的な化学発光イメージングテクノロジーにより、高感度な化学発光のメリットを最大限に活用することで、冷却CCDイメージングの様々な問題を克服しています。また、イメージング感度や定量レンジ・効率を大きく向上しました。



特長

- ★コンパクトサイズ(27L×20.6W×5.4Hcm)
- ★冷却CCDに比べて2桁超の感度
- ★冷却CCDに比べて定量範囲が2桁超
- ★数秒以内の露光時間で>95%のサンプルの画像取得が可能
- ★画像の取得から解析まで行えるオールインワンソフトウェア

対応アプリケーション

- ウェスタンブロット
- サザンブロット
- ノーザンブロット



詳しくはこちらから

カタログ番号	希望小売価格(税別)
EB001	4,950,000円

※別途PCが必要です。

高感度




弱いシグナルの検出が可能です。露光レベルの調節が可能のため、弱いシグナルを拾いつつ、強いシグナルの強度を抑えることで、正確なデータが得られます。測定の実験により、サンプルを何度も調製したり、画像を撮影しなおす必要もありません。

明瞭なシグナル画像



微かなシグナルも全て1枚の画像で撮影することができます。シグナルの変動も画像に表示されるため、タンパク量が少ない場合でもデータが得られます。

幅広いダイナミックレンジ



幅広いレンジにより、サンプルから得られる詳細な情報が正確に記録され、また様々なバンドを正確に表示することができます。

※ 本カタログ掲載品は全て研究用です。医療用には使用できませんので、ご注意ください。
※ 希望小売価格・外観・仕様・付属品などについては、改善の為予告なく変更することがあります。希望小売価格には消費税は含まれておりません。

WAKEN ワケンビーテック株式会社
WAKEN **B** TECH CO., LTD.

東京支店 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目31番1号 いちご永代ビル6階
TEL (03) 5621-2420 / FAX (03) 5621-2421
西日本営業部 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目2番62号
TEL (077) 561-0081 / FAX (077) 561-0082

販売店

サポート
デスク

使用法や修理などに関するご相談・お問い合わせ



0120-749-810



営業時間 月曜～金曜 9:00～17:00 (祝祭日・弊社休日は除く)