



アジレント J&WキャピラリーGCカラム 秋の大決算キャンペーン

選ばれ続けるJ&W GCカラムが今だけ特別価格！

超低ブリード・高耐久性を実現した 進化した5系カラム！ DB-5Q・HP-5Q



対象ブランド

DBシリーズ・HPシリーズ・VFシリーズ・CP-Silシリーズなど

詳しくは右記QRコードよりご確認ください。

キャンペーン対象製品はこちら

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、

キャンペーン期間中何度でも定価より**25 %OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2026年10月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3484** とご連絡ください。

お願い／注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。

※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。

ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。



https://www.chem-agilent.com/pdf/2026-oct-campaign-2-JW_3484.pdf

アジレント・テクノロジー株式会社
DE-017956
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

 **Agilent**
Trusted Answers

GC便利ツール（キャンペーン対象外）

セルタイトカラムナット

～手締めで簡単にGCカラムを接続～

- ✓ 数百回の注入後もリークのない接続を維持
- ✓ アジレントGC用のみ、カラム長さを固定する
ロッキングカラー（位置決め用のパーツ）が付属
- ✓ 他社GC用を多数ラインアップ
- ✓ 使用できるフェラルは、
85 %ポリイミド/15 %グラファイトショートフェラル



キャピラリカラム奥行ガイド

～GCカラムの長さ調整に～

- ✓ アジレントGC注入口(S/SL、PP、MMI)、
検出器(FID)、MSD(EI)のカラム長さが
記載、キャピラリカラムをカラーで固定させ、
長さを調整



部品番号	品名	価格 (税抜)
アジレント用		
G3440-81011	セルフタイトカラムナット、カラー付、注入口および検出器用	¥15,000
G3440-81013	セルフタイトカラムナット、カラー付、MSトランスファーライン用	¥16,000
G3440-81012	交換用カラー	¥6,300
G3440-88000	キャピラリカラム奥行ガイド	¥8,500
島津用		
8001-0015	セルフタイトカラムナットキット、島津用、注入口ナット、MSナット各1個 内径0.25 mm カラム用フェラル 10個付	¥39,000
8001-0016	セルフタイトカラムナットキット、島津用、注入口ナット×2個 内径0.25 mm カラム用フェラル 10個付	¥38,000
8001-0017	セルフタイトカラムナットキット、島津用、注入口ナット×2個 内径0.32 mm カラム用フェラル 10個付	¥38,000
8001-0018	セルフタイトカラムナットキット、島津用、注入口ナット×2個 内径0.53 mm カラム用フェラル 10個付	¥38,000
8001-0020	セルフタイトカラムナットキット、島津用、MSナット×2個 内径0.25 mm カラム用フェラル 10個付	¥37,000

※サーモ用・パーキン用・ブルカー用セルフタイトカラムナットについてはお問い合わせください。

ICP-OES／ICP-MS 消耗品20%オフ！ 秋の大決算キャンペーン

年末に向けて分析業務が本格化する前のこの時期に、ICP-OES／ICP-MSの消耗品を見直してみませんか？日々の分析に欠かせない消耗品は、安定した測定を続けるためにも定期的な交換や予備在庫の確保が大切です。

そこでこの秋、アジレントのICP-OES／ICP-MS対象消耗品を20%OFFでご提供します。いつもの消耗品の補充はもちろん、年末に向けたメンテナンスや予備品の準備にも、ぜひこの機会をご活用ください。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	定価（税別）	キャンペーン価格（税別）
ICP-OES 消耗品			
G8020-69001	初ラザ、高 TDS, 不活性, V 溝	¥194,000	¥155,200
G8010-60293	OneNeb シース 2, 不活性 ICP 初ラザ, 1 個	¥148,000	¥118,400
G8020-68023	高 TDS 用不活性サンプ導入キット, ICP-OES	¥741,000	¥592,800
3710034400	ペリスルティックサンプルチューブ, PVC, 白/白, 12個	¥4,900	¥3,920
2010081700	ICP s/chamber single pass glass cyclonic	¥125,000	¥100,000
G8020-68022	Easy-fit フィルメンタリット 2.4 mm 不活性	¥289,000	¥231,200
ICP-MS 消耗品			
G3280-67008	ペリスルティックサンプルチューブ, PVC, 2 ストップ, 橙/赤, 12個	¥25,000	¥20,000
G1820-65009	PFAサンプルチューブキット, (内径0.5mm, 外径1.6mm)	¥8,000	¥6,400
G3280-67061	ICP-MS サンプルローション, ニッケルめっき, 1 個	¥105,000	¥84,000
G3280-80053	トーチ, 石英製, 内径 2.5mm, ICP-MS 用	¥76,000	¥60,800
共通			
G3266-80020	初ラザクリーナ, 同軸初ラザ用	¥70,000	¥56,000
5005-0437	廃液タンクスターターキット	¥34,000	¥27,200

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけますと、

キャンペーン期間中何度でも定価より**20 %OFF**でご提供いたします。

キャンペーン期間 2026年10月30日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3484** とご連絡ください。

キャンペーン対象製品はこちら



https://www.chem-agilent.com/pdf/2026-oct-campaign-2_58-AA_3484.pdf

お願い／注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる可能性があります。

使用頻度の高い消耗品

毎日の分析で使用するチューブやトーチなどの消耗品は、いざという時に切らしてしまうと分析業務そのものが止まってしまいます。定期交換用はもちろん、予備在庫の補充にも、20%OFFのこの機会をぜひご活用ください。



新しい製品

日々の分析を、もっと使いやすく、もっと快適に。アジレントでは、分析現場の課題やニーズに応える新しい消耗品・アクセサリを続々とラインナップしています。今までお使いの製品とあわせて、この機会に新しい選択肢もぜひお試しください。



V-groove ネブライザ

高TDS試料や懸濁粒子を含む、扱いの難しいサンプルにおすすめ。耐薬品性に優れた不活性構造で、HFを含む幅広い試料に対応します。



OneNeb Series 2

高感度と高いマトリックス耐性を両立した、汎用性の高い不活性ネブライザ。日常分析から高TDS、HF分解試料、有機溶媒まで、幅広いサンプルに活躍します。



Easy-fit フルデマンタブルトーチ

フルデマンタブル構造で、日々のメンテナンスや部品交換にも配慮した設計です。分析に合わせて、幅広いラインナップをご用意しています。

ラボの安全性を日常から見直す製品

日々の分析を安心して続けるためには、装置だけでなく、ラボ環境そのものの安全性も重要です。廃液管理をサポートするセーフティキャップや、ネブライザを適切にメンテナンスするためのクリーナーなど、事故やトラブルの予防につながるアイテムをこの機会にぜひご検討ください。



G3266-80020 ネブライザークリーナー



ICP-MS廃液タンク例



5005-0437
ICP-MS、ICP-OES用
廃液タンクスターターキット

アジレント・テクノロジー株式会社
DE-018032

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

 **Agilent**
Trusted Answers