


ATTO 特選製品キャンペーン

2026-2027

キャンペーン期間 2026年10月21日(水)～2027年2月28日(日)



信頼の技術で
研究をもっと豊かに

ケミルミイメージャー買替タイミングのお客様 必見！

イメージャー本体キャンペーン価格174.4万円 + <無料特典>1点サービス！

新世代冷却CMOSカメラ搭載！
400万画素の解像度のまま1～8倍の感度調整可能！！

AutoExposure機能（自動露光）で
定量性の高いケミルミ撮影が誰にでも可能！

174.4万円！



WSE-6175
WEBSITE

イメージャー買替キャンペーン対象

写真はオプション(BlueRed LED光源)装着例

<LuminoGraph I CMOS をオススメする理由>

- ・先代モデル「LuminoGraph I/II」から**ケミルミの検出感度が4～5倍アップ**
- ・先進的な冷却CMOSカメラの感度設定とビニング機能により、最大128倍※の増感可能
→感度設定：**HQ(1×)STD(2×)High(4×)Ultra(8×)** + ビニング(**1×1/2×2/4×4**)
→**400万画素の解像度はそのままに、ノイズは増やさず感度アップが可能**
※最大128倍は、感度「Ultra」、ビニング「4×4」に設定した場合のものです。
- ・日本国内製造、メンテナンスもすべてアトー社内で実施→安心してご使用いただけます。
- ・BlueRed LEDは**蛍光ウェスタンブロット、蛍光染色ゲル撮影、蛍光タンパク質撮影**に対応
- ・白色透過光源フラットビューアを使って、**定量性の高い色素染色ゲル等の撮影**に対応
- ・CyanoView II 透過型シアン光源は**UVに代わって、EtBr染色等、各種蛍光染色ゲル撮影**に対応

商品コード	型式 製品名	入数	価格(税別)	
2006179	WSE-6175-CP LuminoGraph I CMOS WSE-6175 本体	1 式	1,744,000円 通常価格2,180,000円	20% OFF
2006161	WSE-6175-CP-A LuminoGraph I CMOS WSE-6175 本体 / BlueRed LED セット	1 式	1,744,000円 通常価格3,060,000円	43% OFF
2006162	WSE-6175-CP-B LuminoGraph I CMOS WSE-6175 本体 / Cyan II 蛍光撮影キット / 白色撮影キット	1 式	1,744,000円 通常価格2,738,000円	36% OFF
2006163	WSE-6175-CP-C LuminoGraph I CMOS WSE-6175 本体 / 制御用 Windows PC	1 式	1,744,000円 通常価格2,490,000円	29% OFF
2006164	WSE-6175-CP-D LuminoGraph I CMOS WSE-6175 本体 / 解析ソフトウェア CS Analyzer 4	1 式	1,744,000円 通常価格2,490,000円	29% OFF

WSE-6175-CP-A/B/C/Dは、ご使用中のケミルミイメージャーからの買替用キャンペーン価格です。
上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

<LuminoGraphシリーズ制御用PCについて>

当社から販売する制御用PC以外をご使用になる場合、以下のスペック以上を備えたモデルをご使用ください。


OS : Windows 11 Pro CPU : intel core 5 以上 RAM : 16GB以上 保存容量 : 256GB以上

※上記は目安であり動作を保証するものではありません。当社から購入されていないPCを使用して生じたエラーについては保証いたしません。

< 無料特典 > と特長

A : 蛍光撮影用「BlueRed LEDセット」

構成: 落射LED光源「BlueRed LED」 / 撮影用フィルター「BPF525」「BPF690」 / フィルターホルダー



< BlueRed LED を用いた蛍光撮影 >

BlueLED で Cy2 標識タンパク質を励起、BPF525 フィルターで撮影し、RedLED で Cy5 標識タンパク質を励起、BPF690 フィルターで撮影後、Cy2 : Green、Cy5 : Red の疑似カラーで画像合成しました。


B : 「白色撮影キット」 + 「CyanII蛍光撮影キット」

構成: 白色光源「フラットビューア」 / ND-0.1 / WSE-5610 CyanoView II / YA-3 / ゲルトレイS



< 白色撮影キット >

白色光源フラットビューアを使用し、ND-0.1 フィルターで CBB 染色ゲルなどを撮影可能です。



< CyanII 蛍光撮影キット >

シアン LED 光源を使用し、YA-3 フィルターで EtBr 染色ゲルなどを撮影可能です。

C : 制御用「Windows PCシステム」

構成: Windows PCシステム 1式 (ノートPC本体 / 光学マウス / DVDドライブ)

D : 画像解析ソフト「CS Analyzer 4 Windows版」

構成: CS Analyzer 4 Windows版 1ライセンス (DVD)

	構成品・用途	WSE-6175-CP-A	WSE-6175-CP-B	WSE-6175-CP-C	WSE-6175-CP-D
構成	撮影装置本体・制御ソフト	○	○	○	○
	制御用PC	—	—	○	—
	解析ソフト	—	—	—	○
	落射BlueRed LED	○	—	—	—
	透過Cyan LED	—	○	—	—
	透過白色LED	—	○	—	—
用途	発光メンブレン撮影	○	○	○	○
	蛍光メンブレン撮影(落射)	○	—	—	—
	蛍光ゲル撮影(落射)	○	—	—	—
	蛍光ゲル撮影(透過)	—	○	—	—
	色素染色ゲル撮影(透過)	—	○	—	—



超高感度ケミルミイメージャーがさらに進化！

蛍光ウェスタンの複数蛍光標識を自動撮影・自動合成が可能になりました！

超高感度冷却EMCCDカメラ搭載！

ウェスタンプロット・ゲル・植物体など多種多様なサンプル撮影に対応

295.2万円～



WSE-6275
WEBSITE

ケミルミの超高感度撮影
蛍光ウェスタンのマルチ撮影
植物体の発光・蛍光撮影
遅延蛍光撮影可能



CCDを超える感度を発揮する「EMCCD」を-40℃に冷却してノイズを極限まで低減した新世代冷却EMCCDカメラを搭載した「**LuminoGraph EM**」システム

ウェスタンプロット等のケミルミ検出、蛍光ウェスタンや蛍光染色ゲル、色素染色ゲル、発光遺伝子導入個体の微弱発光検出（インターバル撮影も可能）等多様な用途に対応するため、撮影の自動化、フィルターの電動制御など便利な機能を盛り込みました。


- ・超高感度 冷却EMCCDカメラ
- ・世界最高峰「F0.8」高感度レンズ搭載
- ・蛍光撮影用落射LED光源「BlueRed LED」「GreenNIR LED」搭載可能
- ・落射LED光源+電動フィルター機構による「マルチ蛍光撮影」
- ・最大撮影サイズ「273×180mm」
- ・自動露光機能「AutoExposure」で高感度・広ダイナミックレンジ

商品コード	型式 製品名	入数	価格（税別）	
2006228	WSE-6275P-CP LuminoGraph EM WSE-6275 本体 / 制御用 Windows PC	1 式	2,952,000円 通常価格3,690,000円	20% OFF
2006234	WSE-6275CSP-CP LuminoGraph EM WSE-6275 本体 / 制御用 PC/CS Analyzer4	1 式	3,200,000円 通常価格4,000,000円	20% OFF
2006236	WSE-6275CyW-CP LuminoGraph EM WSE-6275CSP-CP/Cyan II 蛍光撮影キット / 白色撮影キット	1 式	3,418,500円 通常価格4,558,000円	25% OFF
2006238	WSE-6275FW-CP LuminoGraph EM WSE-6275CSP-CP/BlueRed LED セット / GreenNIR LED セット / 白色撮影キット	1 式	4,788,750円 通常価格6,385,000円	25% OFF
2006239	WSE-6275A-CP LuminoGraph EM WSE-6275FW-CP/CyanII 蛍光撮影キット	1 式	5,076,000円 通常価格6,768,000円	25% OFF

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

発光イメージング

LuminoGraph EMは、ウェスタンブロットティングの発光検出を快適に行えるよう、4段階の感度調整(HQ/STD/High/Ultra)、最適な露光時間を自動で設定できる「AutoExposure機能」、有色マーカーの自動マージ機能などを備えています。同様に、サザンブロットティング、ノーザンブロットティングサンプルも撮影が可能です。




メンブレンに発光試薬を添加後、LuminoGraph EMで撮影します。「AutoExposure機能」を使うと、サンプルのシグナル強度に合わせた露光時間を自動設定し、広ダイナミックレンジで定量性の高い画像を自動で撮影・保存します。有色マーカーがメンブレン上にある場合は、マーカー撮影機能をONにすると、発光撮影後にマーカー像を自動撮影し、合成(マージ)画像を自動作成します。

マルチ蛍光イメージング

LuminoGraph EMは、新たに「9ポジション 電動フィルター機構」を搭載して蛍光撮影機能を進化させました。最大8種類のフィルターを装着可能で、複数の蛍光物質によるマルチカラー蛍光検出を自動で撮影・保存・マージすることが可能になりました。

<撮影手順>

- ① 蛍光プローブをリストから選択
- ↓
- ② サンプル撮影スタート
- ↓
- ③ AutoExposureで撮影・保存
- ↓
- ④ 撮影画像をRGB合成



	構成品・用途	WSE-6275P-CP	WSE-6275CSP-CP	WSE-6275CyW-CP	WSE-6275FW-CP	WSE-6275A-CP
構成	撮影装置本体・制御ソフト	○	○	○	○	○
	制御用PC	○	○	○	○	○
	解析ソフト	—	○	○	○	○
	落射BlueRed LED	—	—	—	○	○
	落射GreenNIR LED	—	—	—	○	○
	透過Cyan LED	—	—	○	—	○
	透過白色LED	—	—	○	○	○
用途	発光メンブレン撮影	○	○	○	○	○
	蛍光メンブレン撮影(落射)	—	—	—	○	○
	蛍光ゲル撮影(落射)	—	—	—	○	○
	蛍光ゲル撮影(透過)	—	—	○	—	○
	植物体撮影(発光)	○	○	○	○	○
	植物体撮影(蛍光)	—	—	—	○	○
	植物体遅延蛍光撮影	—	—	—	○	○
	色素染色ゲル撮影(透過)	—	—	○	○	○

ケミルミイメージャー買替タイミングのお客様 必見！

ケミルミ高感度撮影・蛍光撮影・白色光撮影が可能なフラッグシップイメージャーがお買い得！

高感度冷却CCDカメラ搭載！

600万画素の高解像度と高感度低ノイズ撮影が可能！

AutoExposure機能で定量性の高いケミルミ撮影が誰にでも可能！

303.2万円～

イメージャー買替キャンペーン対象

他社イメージャーからの買替にオススメ！



WSE-6370
WEBSITE

<LuminoGraph III Lite をオススメする理由>

- ・6Mピクセル高感度冷却CCDカメラによる高感度イメージングが可能
- ・ビニングによる感度アップは、低ノイズで高感度化が可能
- ・UV、白色透過光源が標準装備→発光撮影以外にも対応
- ・落射RGB光源は、蛍光ウェスタンブロット、蛍光染色ゲル撮影、蛍光タンパク質撮影に対応
- ・広い撮影エリアに対応、一度に複数サンプルの撮影も可能

LuminoGraph III Lite こんな方にオススメ！

使用していた汎用型ケミルミイメージャーのサポート期間が終了、装置もアップデートしたい。

- ・600万画素高感度カメラ搭載
- ・発光・蛍光撮影に対応
- ・色素染色ゲル撮影にも対応
- ・キャンペーンの今ならお買い得！

高性能ケミルミイメージャー(LASなど)からの買替を検討、予算を節約したいが性能は落としたくない。

- ・高感度撮影が可能
- ・自動露光機能で、簡単に撮影可能
- ・定量性の高いデータが得られる
- ・キャンペーンの今ならお買い得！

商品コード	型式 製品名	入数	価格 (税別)	
2006382	WSE-6370P-CP LuminoGraph III Lite WSE-6370 本体 / 制御用 Windows PC	1 式	3,032,000円 通常価格3,790,000円	20% OFF
2006373	WSE-6370CSP-CP LuminoGraph III Lite WSE-6370 本体 / CS Analyzer 4 / 制御用 Windows PC	1 式	3,280,000円 通常価格4,100,000円	20% OFF
2006369	WSE-6370A-CP LuminoGraph III Lite WSE-6370 本体 / CS Analyzer 4 / 制御用 Windows PC WSE-6370 用落射 RGB 光源ユニット (RGB 光源用フィルター含む)	1 式	4,585,000円 通常価格6,550,000円	30% OFF


上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

●さまざまな検出方法によるウェスタンブロットティング

ケミルミ検出と蛍光検出をウェスタンブロットティングで比較しました。検出限界はケミルミ検出が優れます。蛍光検出は励起光と蛍光が異なれば多重染色が可能であることがメリットです。LuminoGraph III Liteは様々な検出法に対応可能です。



●蛍光ウェスタンブロットティングによる検出およびトータルタンパク質ノーマライズ



	構成	構成	WSE-6370P-CP	WSE-6370CSP-CP	WSE-6370A-CP
	撮影装置本体・制御ソフト		○	○	○
	制御用PC		○	○	○
	解析ソフト		—	○	○
	落射RGB LED		—	—	○
	透過UV		○	○	○
	透過白色LED		○	○	○
	発光メンブレン撮影		○	○	○
	蛍光メンブレン撮影(落射)		—	—	○
	蛍光メンブレン撮影(透過)		○	○	○
用途	色素染色ゲル撮影(透過)		○	○	○



ゲル撮影・印刷・保存からゲルの切り出しまで！

カラーCMOSカメラ搭載 ゲル撮影装置 **Printgraph Classic**

99万円～



WSE-5450
WEBSITE

名は「クラシック」、中身は最新鋭！

「プリントグラフ」なら、確かな一枚を、誰でも、すぐに。

3メガピクセル高感度カラーCMOSカメラが鮮明なバンドをとらえます。
USBメモリへワンタッチ保存・即時印刷で結果を逃がしません。
日々の電気泳動を、より確実に、より快適に記録します。

そのバンド、もっと美しく、もっと確実に

研究の判断を左右するゲル画像だからこそ、妥協しません。
高精細カラー撮影と安定した再現性で信頼できるデータ取得をサポート。
ゲル切出しに適した遮光キャビネットは操作性抜群です。

「撮れる」から「任せられる」へ

長年使ってきた装置に、こんなストレスはありませんか？
保存、印刷、操作性～ 日常のひと手間を減らし、作業効率を向上。
次のスタンダードとして選ばれている理由がここにあります。



操作性の高いタッチパネルコントローラー


商品コード	型式 製品名	入数	価格（税別）	
2305461	WSE-5450U-CP Printgraph Classic Printgraph Classic本体 / 制御用タッチパネルPC / UV照射装置	1 式	1,050,000円 通常定価：1,213,000円	約 15% OFF
2305462	WSE-5450UP-CP Printgraph Classic Printgraph Classic本体 / 制御用タッチパネルPC / UV照射装置 / プリンタ	1 式	1,250,000円 通常定価：1,543,000円	約 19% OFF
2305463	WSE-5450Cy-CP Printgraph Classic Printgraph Classic本体 / 制御用タッチパネルPC / CyanoView III	1 式	990,000円 通常定価：1,248,000円	約 21% OFF
2305464	WSE-5450CyP-CP Printgraph Classic Printgraph Classic本体 / 制御用タッチパネルPC / プリンタ / CyanoView III	1 式	1,200,000円 通常定価：1,578,000円	約 24% OFF
2305460	WSE-5450A-CP Printgraph Classic Printgraph Classic本体 / 制御用タッチパネルPC / UV照射装置 / プリンタ CyanoView / 白色透過光源	1 式	1,470,000円 通常定価：1,960,000円	25% OFF

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。


さまざまな蛍光色素に対応する、励起光源

汎用性の高いUV(312nm)と透過型LED光源(シアン)を使用することで核酸用、タンパク質用などの蛍光染色試薬の検出が可能です。

UV照射装置 モノクロ/カラー撮影例




EzPreStain DNA&RNA(モノクロ/カラー)




Ethidium Bromide / EzFluoroStain DNA


透過型LED照射装置「CyanoView」 モノクロ/カラー撮影例



EzFluoroStain DNA (モノクロ/カラー)



EzPreStain DNA&RNA(RNA検出)




EzLabel FluoroNeo


タンパク質の検出も可能

CBB染色ゲルの撮影用に白色透過光源フラットビューが使用可能です。各種タンパク質用蛍光検出試薬に対応する透過型LED光源


CyanoView、UV照射装置が使用可能です。




CBB染色ゲル
光源:白色透過光源フラットビュー



SYPRO Ruby染色ゲル
光源:透過型LED光源CyanoView



Flamingo Gel Stain染色ゲル
光源:透過型LED光源CyanoView



Pro-Q Diamond染色ゲル
光源:透過型LED光源CyanoView

構成品・用途		WSE-5450U-CP	WSE-5450UP-CP	WSE-5450Cy-CP	WSE-5450CyP-CP	WSE-5450A-CP
構成	遮光キャビネット	○	○	○	○	○
	タッチパネルコントローラー	○	○	○	○	○
	紫外線照射装置	○	○	—	—	○
	CyanoView	—	—	○	○	○
	白色透過光源	—	—	—	—	○
	プリンター	—	○	—	○	○
用途	蛍光ゲル撮影(UV)	○	○	—	—	○
	蛍光ゲル撮影(CyanLED)	—	—	○	○	○
	白色光撮影	—	—	—	—	○
	ゲル切出し	○	○	○	○	○
	画像印刷	—	○	—	○	○
	画像保存	○	○	○	○	○

お手頃価格で「ゲル撮影」と「ゲル切出し」可能

デジカメ式ゲル撮影装置 通称 「デジデジ」

WSE-5700 Digigraph



WSE-5700

49万円～



WSE-5650

小さいボディに機能を凝縮！
“ゲル撮影・ゲル切出し”
全部できます。

WSE-5650 CyanoViewSmart II

ゲル撮影・ゲル切出しを、もっと手軽に！

省スペース化で実験室の有効スペースを拡大します。

WSE-5700 Digigraphは、高性能な2400万画素一眼デジタルカメラを搭載、サンプルにやさしいCyan光源（ピーク波長505nm）と省スペース性に優れる遮光キャビネットで構成されます。
Cyan光源はEtBrをはじめ、核酸やタンパク質の蛍光検出が可能です。

オプション

- － 白色透過光源（CBB染色ゲル撮影）
- － WSE-5700用モニター
- － プリンター（SONY/Canon）

省スペースキャビネットとスマートフォンで 最小限のゲル撮影システムが完成します！

WSE-5650 CyanoViewSmart IIは、サンプルにやさしいCyan光源（ピーク波長505nm）と省スペース性に優れる遮光キャビネットで構成されます。
付属のスマホ用アダプタを装着し、ご自分のスマートフォンでゲルを撮影できます。

① 一眼デジカメ

有効画素24Mピクセル
電動ズーム/オートフォーカス
SDカード保存
プリンタ出力/HDMI出力

② 遮光キャビネット

デジカメ用アダプタ（回転可）
オレンジフィルター付のぞき窓
切出し用サイドドア（両側）
専用ゲルトレイ（15×15cm）



設置スペース

幅：270mm
奥：220mm
高：370mm

③ シアンLED光源

505nm（ピーク）
安全な可視光LED
省スペース小型光源

商品コード	型式 製品名	入数	価格（税別）	
2008182	WSE-5700-CP Digigraph 遮光キャビネット / シアン光源 / デジタルカメラ	1 式	490,000円 通常価格700,000円	30% OFF
2008185	WSE-5700S-ACP Digigraph ALL IN ONE WSE-5700 Digigraph / モニター / 白色透過光源 / プリンタ（SONY）	1 式	877,500円 通常価格1,170,000円	25% OFF
2008187	WSE-5700C-ACP Digigraph ALL IN ONE WSE-5700 Digigraph / モニター / 白色透過光源 / プリンタ（Canon）	1 式	633,750円 通常価格845,000円	25% OFF
2008188	WSE-5650-CP CyanoView Smart II 遮光キャビネット / シアン光源 / スマホ用アダプタ	1 式	292,000円 通常価格365,000円	20% OFF

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

電源一体型サブマリン電気泳動装置

ゲル作製器 & タイマー付き アガロースゲル電気泳動装置


電源搭載 小型アガロースゲル電気泳動装置



WSE-1710CP サブマー ジ ミニ

WSE-1720CP サブマー ジ マルチ

サブマー ジ ミニ / サブマー ジ マルチは、核酸（DNA や RNA）のアガロースゲル用サブマリン電気泳動装置です。電源を搭載し、耐熱性ゲルトレイを採用したゲル作製器が付属します。ゲルサイズや検体数、電源設定などご希望の仕様に合った 2 機種からお選びいただけます。



製品名	WSE-1710CP サブマー ジ ミニ	WSE-1720CP サブマー ジ マルチ
特長	- 泳動条件 50V/100V/150V - タイマー 1 ～ 99 分 - ゲル作製器付 - 耐熱性ゲルトレイ（紫外線透過タイプ）	100 検体 大型ゲル - 泳動条件 18V/25V/35V/50V/70V/100V/135V - タイマー 0 ～ 99 時間 59 分 - ゲル作製器付 - 耐熱性ゲルトレイ（紫外線透過タイプ）
ゲルサイズ	S：54mm × 60mm（9/5 検体） L：110mm × 60mm（22/12 検体）	S：60mm × 60mm（2/3/6/8/11 検体） M：120mm × 60mm（13/18/25 検体） L：120mm × 120mm（13/18/25 検体）
構成	- WSE-1710 泳動槽本体 - 泳動用電源 - ゲル作製キット ゲルトレイ S：4 個 L：2 個 コウム S：2 枚 L：2 枚 ゲル作製スタンド S：1 個 L：1 個	- WSE-1720 泳動槽本体 - 泳動用電源 - ゲル作製キット ゲルトレイ S：2 個 M：1 個 L：1 個 コウム 25/11：4 枚 18/8：1 枚 13/6：1 枚 3/2：1 枚 ゲル作製スタンド：1 個

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
2322105	WSE-1710CP サブマー ジ ミニ	42,300 円	49,800 円
2322131	WSE-1720CP サブマー ジ マルチ	66,300 円	78,000 円

15%
OFF

15%
OFF



発光・吸光度測定用 プレートリーダー

ELISAや細胞活性・毒性試験などに対応したプレートリーダー



発光・吸光測定をより幅広い研究へ。

WSL-2300 Phelios AL

細胞活性測定をはじめ、ELISAやタンパク質定量など、さまざまな発光測定・吸光度測定に対応するプレートリーダーです。発光:300~700nm、吸光:200-999 nmの幅広い波長域を1 nmステップで設定でき、さまざまな吸光測定法に柔軟に対応します。



WSL-2300
WEB SITE



Phelios ALの主な特長

- 発光測定(発光・吸光度モデル)
- 吸光度測定(全モデル)
- 6、12、24、48、96、384ウェルプレートに対応
- 吸光度測定範囲:0-4.0 O.D.
- 測定時間:0-180秒
- 微量サンプル(2~5 μ L)測定→NanoVolumePlate(オプション)
- 自動解析機能による検量線作成→計測結果をExcel出力可能



NanoVolumePlate

<吸光度モデル用オプション>
DNAやRNA、タンパク質溶液の微量吸光度測定に対応したNanoVolumePlateをセットで購入可能です。最少2 μ L~のサンプルを最大24検体測定できます。プリセットモードではDNA/RNAの自動測定も可能です。

Phelios ALラインナップ(キャンペーン対象)

- 1 吸光度モデル本体 + 制御用Windows PC
- 2 吸光度モデル本体 + 制御用Windows PC+NanoVolumePlate
- 3 発光・吸光度モデル本体
- 4 発光・吸光度モデル本体 + 制御用Windows PC

商品コード	型式	製品名	入数	価格(税別)
3602350		WSL-2300 Phelios AL (吸光度) Phelios AL (吸光度) 本体	1 式	1,300,000円
3602351	1	WSL-2300P-CP Phelios AL (吸光度) Phelios AL (吸光度) 本体 / 制御用 Windows PC	1 式	1,304,000円 通常価格1,630,000円
3602352	2	WSL-2300PN-CP Phelios AL (吸光度) Phelios AL 本体 (吸光度) / 制御用 Windows PC / NanoVolumePlate	1 式	1,704,000円 通常価格2,130,000円
3602303	3	WSL-2300-CP Phelios AL (発光・吸光度) Phelios AL (発光・吸光度) 本体	1 式	2,200,000円 通常価格2,750,000円
3602301	4	WSL-2300P-CP Phelios AL (発光・吸光度) Phelios AL (発光・吸光度) 本体 / 制御用 Windows PC	1 式	2,464,000円 通常価格3,080,000円

NEW

20% OFF

20% OFF

20% OFF

20% OFF

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

吸光度測定に対応する試薬キット 5選

細胞増殖測定・細胞毒性測定・タンパク質定量・ELISA発色 用途で選べる5製品

細胞測定からタンパク質定量、ELISAの発色検出まで。用途に合わせて選べる5種類の試薬キットを、**30%OFFのキャンペーン価格**でご提供します。

キャンペーン対象製品

01

細胞増殖アッセイキット WSE-7610CP EzCyto Proliferation Kit

レサズリン法

商品コード:2332441 通常価格:12,800円 CP価格:**8,960円**

30%
OFF



用途

細胞生存率測定
細胞増殖測定
細胞毒性試験
ほか

測定原理

レサズリンが生細胞内の酸化還元酵素に還元され生成されたレゾルフィン測定

測定波長

吸光:570nm
蛍光:ex560/
em590-610nm

規格

約2500サンプル



02

細胞毒性アッセイキット WSE-7620CP EzCyto LDH Cytotoxicity Kit

LDH法

商品コード:2332443 通常価格:15,800円 CP価格:**11,060円**

30%
OFF



用途

細胞障害性測定
細胞毒性試験

測定原理

細胞障害により培養液中に放出されたLDHの活性測定

測定波長

吸光:490nm

規格

約200サンプル



03

タンパク質定量キット WSE-7510CP EzBradford Protein Assay Kit

ブラッドフォード法

商品コード:2332383 通常価格:24,800円 CP価格:**15,260円**

38%
OFF

用途

タンパク質定量
(界面活性剤に対応)

測定原理

ブラッドフォード法によるタンパク質の定量

測定波長

吸光:595nm

規格

約2500サンプル



04

タンパク質定量キット WSE-7520CP EzBCA Protein Assay Kit

BCA法

商品コード:2332386 通常価格:29,800円 CP価格:**18,760円**

37%
OFF

用途

タンパク質定量
(還元剤に対応)

測定原理

BCA法によるタンパク質の定量

測定波長

吸光:562nm

規格

約2500サンプル



05

ELISA用発色試薬 WSE-7145CP EzELISA TMB

HRP用 TMB発色試薬

商品コード:2332558 通常価格:18,800円 CP価格:**13,160円**

30%
OFF

用途

ELISA
HRP標識抗体の検出

測定原理

HRPによるTMBの呈色反応

測定波長

吸光:450nm

規格

約2000サンプル



明視野・蛍光タイムラプス細胞観察装置

インキュベータ内で細胞を培養しながらタイムラプス画像撮影

「CytoWatcher II」は、生きたままの細胞や組織を、ダメージを与えることなく、長期間にわたって撮影できるデジタル顕微鏡です。省スペース、省電力設計なので、CO₂ インキュベータ内にコンパクトに収まり、環境温度への影響を最小限に抑えます。明視野撮影はもちろんのこと、蛍光撮影にも対応しており、再現性抜群のカラー撮影は組織切片や生体組織などの観察にも適しています。本システムは、CytoWatcher II 本体、制御用 PC、蛍光撮影ユニットを組み合わせた ALL IN ONE モデルです。





WSL-1850
WEB SITE



撮影可能なアプリケーション



生細胞のタイムラプス撮影

白色LEDを用いた明視野撮影とBlueLEDを用いた蛍光撮影を組み合わせた生細胞のタイムラプス撮影が可能です。明視野、蛍光撮影ともにそれぞれの撮影条件を設定後、撮影間隔(インターバル)を設定して長時間観察が可能です。
本体はCO₂インキュベーター内に設置可能です。




組織染色カラー撮影

染色した組織切片撮影が可能です。
視野:1.720mm×1.439mm(500万画素)



保存画像: TIFF / JPEG / BMP



優れた省スペース性 B6サイズボディ

CytoWatcher II は、設置面積が 96 ウェルプレート 2 枚分に相当する、B6 サイズの省スペースです。背も低く、とてもコンパクトなので、CO₂ インキュベータ内に設置しても場所を取りません。コンパクトなボディですがステージ面積は大きく、10 cm ディッシュや T-75 フラスコ、96 ウェルプレートなども使用可能です。持ち運びも容易で、様々な場所に移動して使用できます。もちろん、クリーンベンチなどの限られたスペース内での使用にも適しています。

商品コード	型式 製品名	入数	価格(税別)
3601855	WSL-1850P-CP CytoWatcher II CytoWatcher II 本体 / 制御用 Windows PC	1 式	884,000円 通常価格1,105,000円
3601857	WSL-1850B-ACP CytoWatcher II FL ALL IN ONE CytoWatcher II 本体 / WSL-1850 用蛍光撮影ユニット B 制御用 Windows PC / USB3.0 延長ケーブル	1 式	1,237,600円 通常価格1,547,000円


20%
OFF

20%
OFF

上記システム価格のほかに「据付調整技術料」が必要です。詳細はお問い合わせください。

リアルタイム遺伝子発現計測システム

生細胞を培養しながら、遺伝子発現をリアルタイム計測&時計遺伝のリズム解析ソフト



「クロノス Dio」は 35mm ディッシュで細胞を培養しながらルシフェラーゼアッセイを利用した生細胞のリアルタイムモニタリング計測が可能なルミノメータです。3色ルシフェラーゼを用いたルシフェラーゼアッセイや刺激応答計測などが可能です。

「KronoAnalyzer」はクロノスシリーズで得られた計測データの解析用ソフトウェアです。データの比較や重ね合わせ、ピーク / トリムやリズム周期の数値化が可能です。

システム構成

型式	AB-2550CP	AB-2550A-CP
クロノス Dio 本体	○	○
制御用ソフトウェア	OPTION	○
制御用 WindowsPC	OPTION	○
KronoAnalyzer データ解析ソフトウェア	OPTION	○

※制御 PC を別途ご用意いただく場合、必要な仕様についてアトー株式会社へお問い合わせください。

アプリケーション

- リアルタイムレポータージーンアッセイ
転写因子活性
時計遺伝子（時間薬理学）
遺伝子発現挙動（遺伝子導入試験、RNAi 等）
- さまざまな細胞応答の解析
薬物刺激応答（抗がん剤、DDS 等）
ストレス応答（ホルモン、炎症、抗酸化等）
細胞毒性評価
- シグナル伝達系の解析
シグナル伝達系（Ca 濃度変化等）
アポトーシス現象

生物発光と蛍光の特徴		
	生物発光	蛍光
プローブ	ルシフェラーゼ、イウチン...	GFP, YFP, RFP...
光の発起	酵素反応（ルシフェリンなど） 反応に必要な酸素	励起光による電子遷移
長所	バックグラウンドが低い 定量的な解析に適している ダメージが少ない 細胞へのダメージが少ない 長期間の観察に適合する	高感度で検出可能 細胞死による細胞ダメージ 励起光による細胞ダメージ
短所	検出が低い 検出時間が長い	バックグラウンドが高い 励起光による細胞ダメージ 光毒性

生細胞のリアルタイムレポーターアッセイ



商品コード	型式	製品名	入数	価格（税別）	
3510125	AB-2550CP	クロノス Dio	1 式	2,600,500円	30% OFF
		クロノス Dio 本体		通常価格 3,715,000円	
3510119	AB-2550A-CP	クロノス Dio ALL IN ONE	1 式	3,332,000円	30% OFF
		クロノス Dio 本体 / 制御用ソフトウェア / 制御用 Windows PC / KronoAnalyzer		通常価格 4,760,000円	
3510155		KronoAnalyzer	1 式	231,000円*	30% OFF
				通常価格 330,000円	

※「KronoAnalyzer」は、クロノスシリーズと同時購入、または、クロノスユーザーへの特別価格です。別途据付調整技術料が必要です。

小型なのに高性能なブロックインキュベータ

温める(WSC-2610) 温める・冷やす(WSC-2615)



WSC-2610
WEB SITE



WSC-2615
WEB SITE



WSC-2610CP MyMiniBLOCK

WSC-2615CP MyMiniBLOCK C&H


主な機能	加温(温める)	加温(温める)・冷却(冷やす)
可変温度範囲	室温+5°C ~ 100°C	0°C ~ 100°C (室温20°Cの場合)
温度上昇時間 ▲	20°C → 100°C 15min以内	20°C → 100°C 15min以内
温度下降時間 ▼	— (冷却機能なし)	20°C → 0°C 30min以内 (室温20°Cの場合)
タイマー機能	0~999 sec / 0~999 min	1~999 sec / 1~999 min
プログラム機能	9ファイル × 2ステップ	9ファイル × 2ステップ
ブロックの種類	7種類 (別売: 各17,800円) マイクロチューブ用 4種類 (0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0mL) 遠心管 (15mL / 50mL) 角セル用	7種類 (別売: 各17,800円) マイクロチューブ用 4種類 (0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0mL) 遠心管 (15mL / 50mL) 角セル用

商品コード	製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)
4002612	WSC-2610CP MyMiniBLOCK	59,330 円	69,800 円
4002617	WSC-2615CP MyMiniBLOCK C&H	101,830 円	119,800 円

15%
OFF

15%
OFF

WSC-2610/2615用ブロックは別売となります。



高性能な汎用ブロックインキュベータ

温める・冷やす(WSC-2620) 温める・冷やす・混ぜる(WSC-2630)



WSC-2620
WEB SITE



WSC-2630
WEB SITE

WSC-2620CP PowerBLOCK

WSC-2630CP PowerBLOCK Shaker

主な機能	加温(温める)・冷却(冷やす)	加温(温める)・冷却(冷やす)・振とう(混ぜる)
可変温度範囲	0°C ~ 100°C (室温20°Cの場合)	0°C ~ 100°C (室温20°Cの場合)
温度上昇時間 ▲	20°C → 100°C 15min以内	20°C → 100°C 15min以内
温度下降時間 ▼	20°C → -5°C 30 min以内 (室温25°C以下) 20°C → -10°C 30 min以内 (室温20°C以下)	100°C → 20°C 15min以内 (室温25°C以下) 室温 → 室温-20°C 30min以内 (室温25°C以下)
タイマー機能	1 min ~ 99 h 59 min	1 min ~ 99 h 59 min
振とう機能	なし	あり (200-1,500rpm:回転軌道幅2mm)
プログラム機能	5ファイル(連結可能)	5ファイル(連結可能)
ブロックの種類	15種類 (別売:各32,800円) マイクロチューブ用 4種類 (0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0mL) チューブ用 (5mL) 遠心管 (15mL / 50mL) 96ウェルプレート 96ウェルディーププレート 温浴槽	15種類 (別売:各32,800円) マイクロチューブ用 4種類 (0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0mL) チューブ用 (5mL) 遠心管 (15mL / 50mL) 96ウェルプレート 96ウェルディーププレート 温浴槽

商品コード	製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)	
4002622	WSC-2620CP PowerBLOCK	151,300 円	178,000 円	15% OFF
4002632	WSC-2630CP PowerBLOCK Shaker	278,800 円	328,000 円	15% OFF

WSC-2620/2630用ブロックは別売となります。



7つの吸引ヘッドが標準装備 小型アスピレーター

小さいボディにパワフルな吸引力 吸引ヘッドがそろってお買い得!

こんな用途に最適です。

細胞培養の培地交換
ELISA反応時の溶液交換
試薬の吸引ろ過

【主な仕様】

- 最大吸引圧：-650 mbar (-0.065 MPa)
- 最大吸引速度：8 L/min (液体：2 L/min)
- リザーバー容量：1 L
- 各種吸引ノズル、シリコンチューブ付属
- 逆流防止弁による止水機能あり



WSC-2100CP MyMiniAspirator


-650 mbar の真空度を実現する強力な吸引力、操作性に優れたハンドホールドオペレーターと 5 種類の吸引ヘッドにより、細胞培養の培地交換から ELISA プレートの洗浄まで幅広い実験に対応します。1 L の広口ガラス製リザーバーは酸・塩基・有機溶媒に高い耐性を持ち、洗浄しやすい設計です。廃液量が超過した際も、フロート式ボール弁がポンプ側への逆流を防止します。さらに、ワンタッチジョイントによりシリコンチューブの脱着が片手で簡単に行えます。

吸引ノズルA ハンドホールドオペレーター




5種類の吸引ヘッド

吸引ノズルB 8chチップ装着用吸引ヘッド



吸引ノズルC 8chステンレス吸引ヘッド



吸引ノズルD 吸引ヘッド



吸引ノズルE チップ装着用吸引ヘッド



吸引ノズルF ステンレス吸引ヘッド



ステンレスノズル



耐圧チューブに直接接続して使用します。ステンレス製なので耐熱性が高く、直火で滅菌可能です。マイクロビペット用チップ(1000μL用/ブルー)を接続して使用できます。15 mLチューブの底まで届きます。

チップ装着時



商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税別)	通常価格 (税別)
4002101	WSC-2100CP MyMiniAspirator	100,300 円	118,000 円

15% OFF

台上のどこでも均一な振とう機

ウェスタンブロットに最適な、高効率・均一なシーソー型シェーカー

メトロノームのように振とう台を動かす

ゆっくり大きな振幅で溶液を動かすことができるため、ウェスタンブロットのような高感度検出の振とうでは、抗体溶液は均一に反応でき、ウォッシュバッファーは効率的にメンブレンを洗浄します。

10×10cmのスチロールケースを最大6個設置可能

ミニゲルサイズのメンブレンを一度に6枚処理できます。

チューブの振とうも可能

オプションの固定具を使用すると、チューブ振とうも可能です。



WSC-2400
WEB SITE

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
2312201	WSC-2400CP シーソーシェーカー atto	134,300 円	158,000 円

15%
OFF

4種のチューブに対応するローターリーミキサー

チューブをゆっくり回転 サンプルをやさしくミキシング

ゆっくり、優しく回転 10～80rpm

10～30rpmでゆっくり回転させ優しくサンプルを混和
1～9999minのタイマー機能

4種類のターンテーブルをラインナップ

別売のターンテーブルは50mL/15mL/1.5mLのチューブ用

アングルを変更可能

0°（直立）～90°（水平）まで角度調整可能



WSC-2900
WEB SITE

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
4002901	WSC-2900CP ローテーター atto	84,830 円	99,800 円

15%
OFF

ターンテーブル（別売）
価格31,800円



ターンテーブル A
50mL×10本



ターンテーブル B
15mL×18本




ターンテーブル C
1.5mL×64本



ターンテーブル E
50mL×10本/15mL×10本
/1.5mL×30本

4種のチューブ1台で遠心可能

多種チューブに対応した小型卓上遠心機



4種類のチューブ遠心可能

0.2/0.5/1.5/2.0mLチューブをセット可能

かんたんな操作

蓋を閉めると遠心開始→開けると停止

タイマー機能

1秒～9999分まで設定可能



WSC-2700
WEB SITE

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
4002701	WSC-2700CP MyMiniSpin	50,830 円	59,800 円

15%
OFF

手のひらサイズなのにパワフルミキシング

小さいのに、最大50mLチューブまでミキシング可能

コンパクト設計

手のひらに収まるサイズ 110×110×86mm

パワフル

4,000rpm / 回転軌道幅 4.5mm

50mLチューブもミキシング可能

タッチで運転

ヘッドにチューブを押し付けると運転

正面のスイッチで連続運転可能



WSC-2800
WEB SITE

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
4002801	WSC-2800CP MyMiniVortex	39,780 円	46,800 円

15%
OFF

Native PAGE スターターセット

50%OFF

Native PAGE用試薬5種類をセットで50%OFF

タンパク質を非変性状態でポリアクリルアミドゲル電気泳動を行い、活性染色などで分析する Native PAGE には専用の試薬が必要です。電気泳動メーカーアトからリリースしている信頼の電気泳動用試薬シリーズから、Native PAGE に最適な試薬 5 種類をセットにして**期間限定 50% オフ**で提供いたします。

商品コード	製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)	
2332312	Native PAGE スターターセット	58,000 円	116,000 円	50% OFF
構成品	2332319 WSE-7424 EzProteoLysis Native	24,800 円	輸送：冷凍	
	2332317 WSE-7011 EzApply Native	12,800 円	輸送：冷蔵	
	2332344 WSE-7016 EzStandard Native	42,800 円	輸送：冷凍	
	2332313 WSE-7056 EzRun ClearNative	19,800 円	輸送：常温	
	2332315 WSE-7057 EzRun BlueNative	15,800 円	輸送：常温	

< Native PAGE スターターセット 構成品 >

STEP 1 タンパク質の抽出

Native PAGEを行う場合、タンパク質抽出の際に、活性を維持したり、立体構造を保持するように抽出する必要があります。

1 Native PAGE 用タンパク質抽出キット

動植物細胞や組織に添加するだけで、活性を損なうことなく簡単にタンパク質が抽出できます。Protease inhibitor と Phosphatase inhibitor が添付されています。

WSE-7424 EzProteoLysis Native

保存：冷凍 1年**輸送：冷凍**

キット内容

- ① EzProteoLysis Native 30 mL
- ② Protease inhibitor (100x) 0.3 mL
- ③ Phosphatase inhibitor (100x) 0.3 mL

WSE-7424
WEB SITE

STEP 2 Native PAGE用サンプル処理

抽出したタンパク質溶液をNative PAGEに使用できるよう、サンプル調製キットを用い、電気泳動用サンプルとします。

2 Native PAGE 用泳動サンプル調製キット

タンパク質抽出液に 1/10 容量添加します。HR-CN-PAGE や BN-PAGE など、様々な Native PAGE に使用可能です。

WSE-7011 EzApply Native

保存：冷蔵 1年**輸送：冷蔵**

キット内容

EzApply Native 40 mL (10x 濃度)


WSE-7011
WEB SITE

STEP 3 電気泳動

Native PAGE用に調製したサンプル溶液を電気泳動槽にセットしたゲルに添加して電気泳動を実施します。

3 Native PAGE 用タンパク質分子量マーカー

20 ~ 1,236kDa の広範囲の分子量域をカバーする、Native PAGE 用分子量スタンダードです。



WSE-7016 EzStandard Native

保存：冷凍 1年**輸送：冷凍**

内容

EzStandard Native 100 μ L $\times$ 5 本
バンド：9 本 (kDa)
20/45/66/146/350/480/720/1,048/1,236

WSE-7016
WEB SITE

4 Native PAGE 用 ClearNative 泳動バッファー

Tris-Glycine 系ポリアクリルアミドゲルで使用する High-Resolution-Clear-Native PAGE 用の泳動バッファーです。

WSE-7056 EzRun ClearNative

保存：室温 1年**輸送：常温**

内容

陽極用泳動バッファー (5x) 500 mL
陰極用泳動バッファー (5x) 500 mL

WSE-7056
WEB SITE

5 Native PAGE 用 BlueNative 泳動バッファー

Tris-Glycine 系ポリアクリルアミドゲルで使用する Blue-Native PAGE 用の泳動バッファーです。サンプルアプライ後に陰極用 CBB 添加溶液を加えて泳動します。

WSE-7057 EzRun BlueNative

保存：室温 1年**輸送：常温**

内容

泳動バッファー (10x) 500 mL
陰極用 CBB 添加溶液 (100x) 25 mL

WSE-7057
WEB SITE

SDS-PAGE スターターセット

50%OFF

SDS-PAGE用試薬5種類をセットで50%OFF

タンパク質の分離手法の1つ、SDS-PAGEではさまざまな試薬を使用します。分離パターンは濃度定量やウェスタンブロットなどに利用します。電気泳動メーカーアトールからリリースしている信頼の電気泳動用試薬シリーズから、SDS-PAGE用の基本的な試薬5種類をセットにして**期間限定 50%オフ**で提供いたします。

商品コード	製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)
2332301	SDS-PAGE スターターセット	41,500 円	83,000 円
構成品	2332336 WSE-7420 EzRIPA Lysis Kit	16,800 円	輸送: 冷凍
	2332330 AE-1430 EzApply	12,800 円	輸送: 冷凍
	2332310 AE-1410 EzRun	7,800 円	輸送: 常温
	2332346 WSE-7020 EzProtein Ladder	29,800 円	輸送: 冷凍
	2332370 AE-1340 EzStain Aqua	15,800 円	輸送: 常温

50% OFF

< SDS-PAGE スターターセット 構成品 >

STEP 1 タンパク質の抽出

SDS-PAGEを行う場合、細胞や組織などから、タンパク質を抽出します。タンパク質を可溶化し、電気泳動用サンプルとします。

1 SDS-PAGE 用 タンパク質抽出キット

動植物細胞や組織から全タンパク質を可溶化・抽出できます。Protease inhibitor と Phosphatase inhibitor が添付されています。

WSE-7420 EzRIPA Lysis Kit

保存: 冷凍 1年 **輸送: 冷凍**

キット内容

① EzRIPA Lysis buffer	100 mL
② Protease inhibitor (100x)	1.0 mL
③ Phosphatase inhibitor (100x)	1.0 mL

WSE-7420
WEB SITE

STEP 2 SDS-PAGE用サンプル処理

抽出したタンパク質溶液をSDS-PAGEに使用できるよう、タンパク質の還元とSDS化処理を実施します。

2 SDS-PAGE 用 泳動サンプル調製キット


還元力の高い DTT を採用した SDS-PAGE 用泳動サンプル調製キットです。シャープな泳動パターンが得られます。
※ SDS 処理にはブロックインキュベーターまたは湯せんが必要です。

AE-1430 EzApply

保存: 冷凍 6ヶ月 **輸送: 冷凍**

キット内容

EzApply	30 mL
DTT (粉末)	5 本 (5 回分)

AE-1430
WEB SITE

STEP 3 電気泳動

SDS-PAGE用に調製したサンプル溶液を電気泳動槽にセットしたゲルに添加して電気泳動を実施します。

3 SDS-PAGE 用 電気泳動バッファー

Laemmli 法に準拠した SDS-PAGE 用泳動バッファーです。10 L 分の粉末で、1 L に溶解すれば 10 × バッファーとして保存も可能です。

AE-1410 EzRun

保存: 室温 1年 **輸送: 常温**

内容

10 L 分の粉末	1 袋
-----------	-----

AE-1410
WEB SITE

4 SDS-PAGE 用 タンパク質分子量マーカー


分子量範囲 5 ~ 245kDa の SDS-PAGE 用プレスティン分子量マーカーです。25kDa が緑、75kDa がオレンジ、その他のバンドは青に着色されています。

WSE-7020 EzProtein Ladder

保存: 冷凍 1年 **輸送: 冷凍**

内容

EzProtein Ladder	250 µL × 2 本
バンド: 13 本 (kDa)	
5/10/15/20/25/35/45/60/75/100/140/180/245	

WSE-7020
WEB SITE

STEP 4 検出

電気泳動終了後、ゲルを染色して分離したタンパク質を可視化します。

5 タンパク質検出用 CBB 染色試薬

電気泳動後のポリアクリルアミドゲルを浸すだけでタンパク質バンドを検出できる調製済み CBB 染色試薬です。酢酸・アルコールを含まない処方です。

AE-1340 EzStain Aqua

保存: 室温 1年 **輸送: 常温**

内容

EzStain Aqua (Ready to use)	1 L
-----------------------------	-----

AE-1340
WEB SITE

ウェスタンブロットスターターセット

50%OFF

ウェスタンブロット用試薬6種類をセットで50%OFF

タンパク質の特異検出であるウェスタンブロットティングでは、ブロットティング、ブロッッキング、抗体反応、洗浄、検出など多くのステップがあります。電気泳動メーカーアトールからリリースしている信頼の電気泳動用試薬シリーズから、ウェスタンブロットティングに最適な試薬6種類をセットにして期間限定 50%オフで提供いたします。

商品コード	製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)	
2332305	ウェスタンブロットスターターセット 2plus	51,900 円	103,800 円	50% OFF
構成品	2332355 WSE-7023 EzProteinLadder WB	39,800 円	輸送：冷凍	
	2332590 AE-1465 EzFastBlot	16,800 円	輸送：常温	
	2332615 AE-1475 EzBlock Chemi	16,800 円	輸送：冷蔵	
	2332625 WSE-7230 EzTBS	8,800 円	輸送：常温	
	2332626 WSE-7235 EzTween	4,800 円	輸送：冷蔵	
	2332632 WSE-7110 EzWestLumiOne(250mL)	16,800 円	輸送：冷蔵	

<ウェスタンブロットスターターセット構成品>

※キットに抗体は含まれません。サンプルに適した抗体を別途ご購入ください。

STEP 1 転写(トランスファー)

電気泳動後、ゲルからPVDF膜にタンパク質を転写します。


1 WB 用 タンパク質分子量マーカー

4色の有色バンドと10本の未着色のバンドで構成されます。未着色のバンドは2次抗体結合サイトがあり、ウェスタンブロットの検出時に発光や蛍光検出が可能です。SDS-PAGEで本製品を使うと泳動パターンに色素バンドが確認できます。

内容
EzProtein Ladder WB 250 µL
有色バンド：70/45/25/10 kDa
未着色バンド：10本
200/150/100/80/60/50/40/30/20/15 kDa

WSE-7023 EzProtein Ladder WB

保存：冷凍 1年 輸送：冷凍



WSE-7023
WEB SITE

2 ブロットティング試薬

アルコールフリー、高速ブロットティング試薬です。分子量～250kDaまでのタンパク質が、10～15分で転写可能です。

AE-1465 EzFastBlot

保存：室温 1年 輸送：常温

キット内容
EzFastBlot (10 ×) : 500mL



AE-1465
WEB SITE

STEP 2 ブロッッキング・抗原抗体反応

PVDF膜上の抗原タンパク質を検出するため検出用の抗体を反応させます。

3 ブロッッキング試薬 (非タンパク質系)

非タンパク質系ブロッッキング試薬です。バックグラウンドを抑え、さまざまなタンパク質の検出に使用可能です。調製したブロッッキング溶液は抗体希釈液としても使用可能です。

AE-1475 EzBlock Chemi

保存：冷蔵 2年 輸送：冷蔵

キット内容
EzBlock Chemi (5 ×) : 500mL



AE-1475
WEB SITE

4 ウォッシュ試薬 WSE-7230 EzTBS

保存：室温 1年 輸送：常温

ウォッシュ用TBS溶液、界面活性剤10% Tween溶液です。Tween 0.1%のTBS-T溶液を調製し、ウォッシュバッファーとします。



WSE-7230
WEB SITE

5 Tween 溶液 WSE-7235 EzTween

保存：冷蔵 1年 輸送：冷蔵

キット内容
④ EzTBS (10 ×) : 1L
⑤ EzTween (10%) : 100mL



WSE-7235
WEB SITE

STEP 3 発光検出

PVDF膜上のタンパク質をHRPの酵素反応による発光でバンドを検出します。


6 発光検出試薬

ウェスタンブロットティングの発光検出は定量性が重要になります。本製品は高濃度～低濃度まで広い濃度範囲のタンパク質の検出が可能な発光試薬です。1液タイプのため、混合操作なく、そのままメンブレンに添加すれば発光検出が可能です。

WSE-7110 EzWestLumi One

保存：冷蔵 1年 輸送：冷蔵

キット内容
EzWestLumi One : 250mL
使用量 0.05mL/cm²



WSE-7110
WEB SITE



新世代 ミニゲル電気泳動槽

もっと使いやすく、もっと高性能に！

WSE-1300CP ミニゲル電気泳動槽

バッファー容量アップ
完全両面恒温構造
シンプルな操作性



WSE-1300
WEB SITE




泳動バッファーの発熱とイオン枯渇を抑制


上部槽のバッファー容量を従来品の80 mL から200 mL へ約2.5 倍に増量し、泳動中のバッファーの温度上昇やイオン枯渇を抑制します。さらに、ウェル下部まで下部槽のバッファーがしっかりカバーする完全両面恒温構造を実現し、ゲルの温度ムラや発熱を可能な限り低減し、スマイリングなどの泳動パターンの乱れを最小限に抑えます。これにより、高速泳動やNative PAGE でもクリアで高分離なバンドが得られます。




上部槽のバッファー容量アップ



ゲルの完全両面恒温




高電圧条件でも乱れない泳動パターン



従来品: 24W, 37min WSE-1300/1350: 300V, 37min

Gel: u-PAGE H 3-14 % (2枚同時泳動)
Buffer: EzRun
Sample: EzProtein Ladder, 鶏肉抽出物, HeLa細胞抽出液

上部バッファー温度の推移



WSE-1300/1350は、バッファー温度上昇が緩やかになり、よりクリアなバンドが分離できます。

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税別)	通常価格 (税別)
2321941	WSE-1300CP ミニゲル電気泳動槽	46,750 円	55,000 円

15%
OFF



新世代 電源搭載型ミニゲル電気泳動装置

泳動槽の進化と電源の進化 多彩な電気泳動の用途に応えます！

WSE-1350CP パジェランNeo



ミニゲル電気泳動槽+電源

7種類の出力モード搭載

スロースタート機能

直感的な操作が可能



WSE-1350
WEB SITE

多様な泳動条件に、より柔軟に対応

様々な種類のゲルや泳動条件に対応できる **7種類の出力モード** が電源にプリセットされています。泳動時間のタイマーはカウントダウン式で表示されます。定電流モードではタイマーフリーでの使用も可能です。条件設定には **ステップ機能** が付いており、「S1 → S2 → S3」の順に条件を切り替えて泳動ができます。7つの出力モードを自由に組み合わせてオリジナルの泳動条件が作成できます。

定電圧 (4種類)

150 V / 200 V / 250 V / 300 V

定電流 (3種類)

10 mA / 20 mA / 40 mA

※実際の出力：10.5 mA / 21 mA / 42 mA



便利なタイマー機能付き

150 V, 200 V : 1 ~ 180 分
250 V, 300 V : 1 ~ 60 分
定電流 : 1 ~ 360 分

泳動方法別クイックガイド

泳動時間は条件により変動します。

詳細な設定条件、ゲルの種類、バッファの組成などについては、取扱説明書または各種製品情報をご確認ください。

	SDS-PAGE	Tricine PAGE	Native PAGE	DNA PAGE
ゲル例	e-PAGEL, e-PAGEL HR u-PAGEL H 自作ゲル (Laemmli gel)	p-PAGEL 自作ゲル (Shagger gel)	e-PAGEL, e-PAGEL HR u-PAGEL H 自作ゲル (EzGel Ace)	e-PAGEL, e-PAGEL HR u-PAGEL H 自作ゲル (TBEゲル)
バッファ例	EzRun EzRun MOPS	EzRun T	EzRun TG EzRun ClearNative EzRun BlueNative EzRun MOPS non-SDS	EzRun TG EzRun MOPS non-SDS EzRun TBE
設定例	定電圧 150, 250, 300 V 定電流 20 mA/gel	定電圧 200 V 定電流 40 mA/gel	定電圧 150 V 定電流 20 mA/gel	定電圧 150 V 定電流 20 mA/gel 10 mA/gel
目安時間	定電圧 約25~90分 定電流 約60~100分	定電圧 約50~60分 定電流 約80~90分	定電圧 約80~90分 定電流 約70~80分	定電圧 約60~90分 定電流 約60~80分



※定電流モードの実際の出力：10 mA 表示→10.5 mA、20 mA 表示→21 mA、40 mA 表示→42 mA

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税別)	通常価格 (税別)
2321691	WSE-1350CP パジェラン Neo	117,300 円	138,000 円

15%
OFF



ミニゲル電気泳動槽シリーズ+既製ゲル

新型の泳動槽が、ミニゲル用既製ゲルとセットで、期間限定お買い得！

専用プレキャストゲルと同時導入で、
新型泳動装置が20%OFF！ゲルは何箱でも20%OFF！



WSE-1350
WEB SITE



WSE-1300
WEB SITE

ゲル作製の手間も、条件検討のばらつきも不要 誰でもすぐに再現性の高い泳動がスタート可能

電気泳動といえば、準備や実験に手間や時間がかかり、また実験を行う人の経験やスキルに結果が左右されることがあります。アトーのミニゲル電気泳動装置+プレキャストゲル「パジェル」を使用すれば再現性が高い、最良の結果が得られます。

専用プレキャストゲルとの組み合わせに最適化された設計により、毎回の泳動条件を迷わず再現

プレキャストゲルは封を切って泳動槽にセットすればすぐに電気泳動が始まります。WSE-1350 パジェランNeoなら、プリセットの泳動条件を選択すれば、すぐに電気泳動をスタートできます。

ロット間差の少ないゲルで、結果の比較・蓄積が容易に

アトーのプレキャストゲル「パジェル」シリーズは、信頼性や安定性が高く、大変多くのお客様にご利用いただいています。このキャンペーンを利用して、新たに電気泳動装置とプレキャストゲルを手に入れて、確かな泳動結果が得られる体験をはじめてください。

まずは導入しやすく、使い続けるほど効率化。ミニゲル電気泳動の最短ルートを、この一台から

今回のキャンペーンは、これまでアトーに触れてこれなかったお客様に広くアトーを知るきっかけにしたいと考えて用意いたしました。まずは一台、アトーミニスラブ電気泳動システムをご購入いただき、快適な実験ライフを堪能してください。

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
2321939	WSE-1300PGCP ミニゲル電気泳動槽	44,000 円	55,000 円
2321689	WSE-1350PGCP パジェラン Neo	110,400 円	138,000 円

20%
OFF

20%
OFF

※既製ゲル同時購入20%OFFは、上記2製品いずれかと、既製ゲルを合わせてご注文時に適用されます。
前ページの15%OFFキャンペーンとは型式が異なりますので、ご注意ください。

「SDS-PAGE」「Native PAGE」の試薬も今なら半額！

アトーは電気泳動槽やゲルだけではなく、電気泳動用試薬も使いやすく、確かな結果が得られる製品を多数ラインナップしています。その中でも、SDS-PAGEやNative PAGEなどで使用される基本的な試薬をセットにして「50%OFF」で提供いたします！

SDS-PAGE スターターセット

価格41,500円（通常価格83,000円）

Native PAGE スターターセット

価格58,000円（通常価格116,000円）

P20
~21

泳動槽と同時購入で20%OFF！

新世代電気泳動槽とミニゲルサイズ既製ゲルがお買い得！ 組み合わせ・個数制限なし

e・パジェル(スタンダード)

コストパフォーマンスが高い既製ゲルです。**タンパク質のSDS-PAGE、Native PAGE、核酸のPAGE**等に使用できます。



商品コード	型式・名称	Well数/添加量	保存
2331800	E-T7.5L e・パジェル(7.5%)	14/24μL	冷蔵・6ヶ月
2331810	E-T10L e・パジェル(10%)		
2331820	E-T12.5L e・パジェル(12.5%)		
2331850	E-T15L e・パジェル(15%)		
2331830	E-T520L e・パジェル(5-20%)		
2331840	E-T1020L e・パジェル(10-20%)		
2331700	E-R7.5L e・パジェル(7.5%)	18/18μL	
2331710	E-R10L e・パジェル(10%)		
2331720	E-R12.5L e・パジェル(12.5%)		
2331750	E-R15L e・パジェル(15%)		
2331730	E-R520L e・パジェル(5-20%)		
2331740	E-R1020L e・パジェル(10-20%)		

e・パジェル HR(高分離・高速電気泳動)

高速電気泳動が可能、分離能が高い既製ゲルです。高速電気泳動には、WSE-7065 EzRun MOPSを使用してください。**タンパク質のSDS-PAGE、Native PAGE、核酸のPAGE**等に使用できます。



商品コード	型式・名称	Well数/添加量	保存
2331950	EHR-T7.5L e・バジエルHR(7.5%)	14/24μL	冷蔵・1年
2331955	EHR-T10L e・バジエルHR(10%)		
2331960	EHR-T12.5L e・バジエルHR(12.5%)		
2331965	EHR-T15L e・バジエルHR(15%)		
2331970	EHR-T520L e・バジエルHR(5-20%)		
2331975	EHR-T1020L e・バジエルHR(10-20%)	18/18μL	
2332050	EHR-R7.5L e・バジエルHR(7.5%)		
2332055	EHR-R10L e・バジエルHR(10%)		
2332060	EHR-R12.5L e・バジエルHR(12.5%)		
2332065	EHR-R15L e・バジエルHR(15%)		
2332070	EHR-R520L e・バジエルHR(5-20%)		
2332075	EHR-R1020L e・バジエルHR(10-20%)		

p・パジェル(低分子用)

Tris-Tricine系バッファーを使用した、**低分子タンパク質用**既製ゲルです。泳動バッファーはAE-1415T EzRunTを使用してください。



商品コード	型式・名称	Well数/添加量	保存
2332260	P-T16.5S p・パジェル(低分子用)	14/24μL	冷蔵・1年
2332265	P-R16.5S p・パジェル(低分子用)	18/18μL	

u・パジェル H(高分子用)

全く新しい架橋剤を使用したポリアクリルアミドゲルにより、**高分子量タンパク質のSDS-PAGEやNative PAGE**が可能です。核酸のPAGEにも対応します。



商品コード	型式・名称	Well数/添加量	保存
2331300	UH-T5 u・パジェルH(5%)	14/24μL	冷蔵・1年
2331302	UH-T310 u・パジェルH(3-10%)		
2331306	UH-T314 u・パジェルH(3-14%)		
2331304	UH-T420 u・パジェルH(4-20%)		
2331310	UH-R5 u・パジェルH(5%)	18/18μL	
2331312	UH-R310 u・パジェルH(3-10%)		
2331316	UH-R314 u・パジェルH(3-14%)		
2331314	UH-R420 u・パジェルH(4-20%)		

※ゲルの保存期間は製造日からとなります。

製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)	
e・パジェル(7.5/10/12.5/15/5-20/10-20%) 14/18 検体	15,840 円	19,800 円	20% OFF
e・パジェル HR(7.5/10/12.5/15/5-20/10-20%) 14/18 検体	19,440 円	24,300 円	20% OFF
p・パジェル(16.5%) 14/18 検体	19,840 円	24,800 円	20% OFF
u・パジェル H(5/3-10/3-14/4-20%) 14/18 検体	21,440 円	26,800 円	20% OFF

※泳動槽同時購入20%OFFは、上記製品と対象電気泳動槽を合わせてご注文時に適用されます。
※泳動槽と同時購入するゲルの組合せ・数量に制限はありません。

30レーン×2枚 60サンプル泳動可能！

ワイドタイプのミニゲル電気泳動槽



WSE-1170

マルチレーンゲル電気泳動槽

1枚のゲルで30レーンのサンプルアプライが可能なポリアクリルアミドゲル電気泳動槽です。

サンプル数が多いと、一度に比較できるサンプル範囲が広がります。

ゲルサイズ 140(W)×80(L)mm

サンプル量 20 μ L / Lane

バッファー量 900mL



WSE-1170
WEB SITE




マルチレーンゲル用コーム(30検体)

1度に30レーンの泳動が可能

比較したいサンプルが多い場合、複数のゲルにわたって電気泳動する必要があります。マルチレーンゲル電気泳動なら分離はミニゲルと同じで、一度に2倍以上のサンプルを電気泳動可能です。同一条件下での比較が必要な場合に便利な泳動槽です。

簡単なゲルプレートのセットとサンプルアプライ

ゲルプレートはくさび型のホルダーで簡単に泳動槽にセットできます。サンプルウェルは約20 μ Lがアプライ可能です。また4.5mmピッチなので、9mmピッチのマルチピペット(8連/12連)を使用してサンプルアプライが可能です。



商品コード	製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)
2322212	WSE-1170CP マルチレーンゲル電気泳動槽	88,825 円	104,500 円
2322213	WSE-1170W-CP マルチレーンゲル電気泳動槽 (ゲル作製器付)	152,575 円	179,500 円

15%
OFF

15%
OFF

泳動時間10分！ 高速電気泳動装置

電源搭載 コンパクトサイズゲル電気泳動装置

WSE-1030/1040 コンパクトPAGE Neo

タンパク質や核酸のPAGEを6×6cmサイズのコンパクトなゲルで高速で高分離な結果がどなたでも再現性良く電気泳動が可能です。ウェスタンブロットでは小さいゲルサイズにより、ムラの少ない転写と抗原量の節約が可能です。




WSE-1040
WEB SITE




WSE-1030
WEB SITE

簡単と高機能を両立したコンパクトスラブ電気泳動

電気泳動といえば、準備や実験に手間や時間がかかり、また実験を行う人の経験やスキルに結果が左右されることがあります。コンパクトPAGE Neoなら再現性が高い、最良の結果が得られます。




スロースタート
あり



コンパクト
PAGE Neo


450 V
11 min

スロースタート
なし



従来品

24 W
12 min



Gel : c-PAGE Neo 10 %
Buffer : EzRun
Sample : E.Coli、HeLa細胞抽出液

定電圧(C.V.)モードには**"スロースタート機能"**がついています。定電圧モードでスタートすると、自動でスロースタート機能が働き、サンプルはウェル中で濃縮されつつ、ゆっくりと確実に濃縮ゲルに入っていきます。この機能により、高電圧の高速電気泳動でもバンドがスメア状になる等の乱れを軽減し、明瞭なパターンが得られます。スロースタート機能によって高次構造を維持した状態のタンパク質もゲルに入りやすくなるので、Native PAGE でもクリアでシャープなバンドが得られます。

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）	
2322253	WSE-1030CP コンパクト PAGE Neo	108,800 円	128,000 円	15% OFF
2322255	WSE-1030W-CP コンパクト PAGE Neo（ゲル作製器付）	134,300 円	158,000 円	15% OFF
2322273	WSE-1040CP コンパクト PAGE Neo	125,800 円	148,000 円	15% OFF
2322275	WSE-1040W-CP コンパクト PAGE Neo（ゲル作製器付）	170,850 円	201,000 円	15% OFF

タッチパネル操作が簡単・快適！

超多機能な電気泳動用電源

WSE-3100 PowerStation Ghibli I

タッチパネル操作

自動定電圧制御

自動定電流制御

タイマー機能

プリセットプログラム



「パワーステーション」をはじめ、アトー電源装置シリーズは電気泳動やブロッティング用電源装置のハイエンドモデルです。いずれも高精度な出力制御が可能なデジタル電源装置です。用途や設定条件に合わせて最適な機種を選択してください。



主な用途・特長

- ・ SDS-PAGE（高速電気泳動）
- ・ Native-PAGE
- ・ アガロースゲル電気泳動
- ・ 等電点電気泳動（IEF）
- ・ 高速セミドライブロッティング
- ・ ウェットブロッティング
- ・ 簡単なタッチパネル操作



WSE-3100
WEB SITE

製品名	WSE-3100CP PowerStation Ghibli I
電圧設定	3 ~ 500V
電流設定	10 ~ 3000mA
電力設定	1 ~ 200W
出力端子	4 組
タイマー	1 ~ 999min カウントダウン
本体寸法 (WDH)	119 × 417 × 224mm
質量	6.0kg
電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz 300VA 以下

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
2311134	WSE-3100CP PowerStation Ghibli I	198,000 円	258,000 円

23%
OFF

電源装置バリエーション

アトー電気泳動用電源装置 各種用途・予算から選択可能

AE-8155CP マイパワーII 500



電圧設定	1 ~ 500V
電流設定	1 ~ 200mA
電力設定	- (25W)
出力端子	2 組
タイマー	1 ~ 999min

- ・ SDS-PAGE
- ・ Native-PAGE



AE-8155
WEB SITE



AE-8135CP マイパワーII 300



電圧設定	1 ~ 300V
電流設定	1 ~ 400mA
電力設定	- (50W)
出力端子	2 組
タイマー	1 ~ 999min

- ・ SDS-PAGE
- ・ Native-PAGE
- ・ セミドライプロットティング
- ・ アガロースゲル電気泳動



AE-8135
WEB SITE



WSE-3200CP パワーステーション III



電圧設定	10 ~ 1000V
電流設定	1 ~ 500mA
電力設定	1 ~ 200W
出力端子	4 組
タイマー	1 ~ 999min

- ・ SDS-PAGE (高速電気泳動)
- ・ Native-PAGE
- ・ セミドライプロットティング
- ・ アガロースゲル電気泳動
- ・ 等電点電気泳動 (IEF)



WSE-3200
WEB SITE



WSE-3500CP パワーステーション HC



電圧設定	5 ~ 150V
電流設定	0.01 ~ 3.0A
電力設定	1 ~ 200W
出力端子	4 組
タイマー	1 ~ 999min

- ・ 高速セミドライプロットティング
- ・ ウェットプロットティング
- ・ アガロースゲル電気泳動



WSE-3500
WEB SITE



商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税別)	通常価格 (税別)
2311188	AE-8155CP マイパワー II 500	66,000 円	88,000 円
2311178	AE-8135CP マイパワー II 300	73,500 円	98,000 円
2311146	WSE-3200CP パワーステーション III	185,300 円	218,000 円
2311126	WSE-3500CP パワーステーション HC	185,300 円	218,000 円

25%
OFF

25%
OFF

15%
OFF

15%
OFF

セミドライブロットング装置

蓋を乗せて閉じるだけでセッティングが完了

WSE-4025CP
ホライズブロット2M

WSE-4045CP
ホライズブロット4M



WSE-4025
WEB SITE



WSE-4045
WEB SITE

用途

- ・セミドライブロットング

特長

- ・ミニゲル 1 ～ 4 枚用
- ・ブロットングローラー付属
- 必要な電源装置（最大電流値より）
- 標準：～ 800mA（WSE-3100/3500 など）
- 高速：～ 2A（WSE-3100/3500 など）

ろ紙・膜・ブロットングキット（オプション）

- ・CB-06A/CB-09A/CB-13A/CB-20A（0.9mm 厚）
- ・クリアブロット・P+ 膜：全シリーズ
- ・クリアブロット・P 膜：全シリーズ
- ・QBlot kit：全シリーズ
- ※オプションは 1 例です。

製品名	WSE-4025CP ホライズブロット 2M	WSE-4045CP ホライズブロット 4M
電極板	+白金チタン –ステンレス	←
最大転写サイズ	205 × 100mm	205 × 200mm
本体寸法 (WDH)	246 × 145 × 92mm	246 × 235 × 92mm
質量	1.8kg	3.0kg
転写枚数	ミニゲル：2 枚 コンパクトゲル：3 枚	ミニゲル：4 枚 コンパクトゲル：6 枚
付属品	リード線 / ブロットングローラー	
電源	別売	別売

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
2322468	WSE-4025CP ホライズブロット 2M	151,300 円	178,000 円
2322478	WSE-4045CP ホライズブロット 4M	185,300 円	218,000 円

15%
OFF


15%
OFF

電源搭載セミドライブロットティング装置

電源搭載・設定が簡単 高速ブロットティングが可能

WSE-4115CP
パワードブロット Ace

WSE-4125CP
パワードブロット2M



WSE-4115
WEB SITE



WSE-4125
WEB SITE

用途

- ・セミドライブロットティング

特長

- ・ミニゲル 1 ～ 2 枚用
- ・高速ブロットティング対応（RAPID：5 ～ 10 分）
- ・高分子ブロットティング対応（RAPID：～ 60 分）
- ・ブロットティングローラー付属

ろ紙・膜・ブロットティングキット（オプション）

- ・CB-06A/CB-09A/CB-13A/CB-20A（0.9mm 厚）
 - ・クリアブロット・P+ 膜：全シリーズ
 - ・クリアブロット・P 膜：全シリーズ
 - ・QBlot kit：全シリーズ
- ※オプションは 1 例です。

製品名	WSE-4115CP パワードブロット Ace	WSE-4125CP パワードブロット 2M
電極板	←	←
最大転写サイズ	95 × 98mm	205 × 100mm
本体寸法 (WDH)	170 × 120 × 107mm	246 × 186 × 114mm
質量	0.77kg	2.1kg
転写枚数	ミニゲル：1 枚 コンパクトゲル：1 枚	ミニゲル：2 枚 コンパクトゲル：3 枚
付属品	AC アダプタ / ブロットティングローラー	
電源	モード STD：12V 定電圧 RAPID：24V 定電圧 タイマー 1 ～ 250min AC アダプタ 出力 DC24V/A 入力 AC100 ～ 240V 50/60Hz 26W	

商品コード	製品名	キャンペーン価格（税別）	通常価格（税別）
2322495	WSE-4115CP パワードブロット Ace	159,800 円	188,000 円
2322498	WSE-4125CP パワードブロット 2M	232,050 円	273,000 円

15%
OFF

15%
OFF

デジタルペリスタポンプ + 制御ソフトウェア

流量制御が簡単なデジタルポンプと、PCから複数台の制御が可能なソフトウェア

WSP-3300/3310 PeristaQuantumPump




WSP-3300
WEB SITE



WSP-3310
WEB SITE



直感で設定できるかんたん操作




送液モード


- ▶ **連続送液**
設定流量で送液され、ストップボタンをタップすると停止します
- ▶ **容量送液**
設定流量で送液され、設定容量に到達すると自動的に送液が停止します
- ▶ **タイマー送液**
設定流量で送液され、設定時間に到達すると自動的に送液が停止します
- ▶ **最大流量送液**
最大流量で送液され、ストップボタンをタップすると停止します

『ペリスタクォンタムポンプ』は、0.01 rpm から 50 rpm の広範囲（最大 5,000 倍の調整範囲）で、回転数に応じて流量が比例し、一貫した直線性 (R^2 乗係数 = 1) を示します (グラフ 1)。1 mL/min から 40 mL/min までの設定流量で実施した長時間の送液実験 (グラフ 2) では安定した送液が確認できました。また、同一液温条件下では、安定した送液が実現可能であることが示されました (グラフ 3)。ペリスタクォンタムポンプは広範囲の流量領域において高精度かつ安定した送液を実現することが示されています。


グラフ1:ポンプ回転数と流量の相関性



グラフ2:流量安定性




グラフ3:液温による影響




PQPコントロールソフトウェア

PQPコントロールソフトウェアは、WSP-3300、WSP-3310 PeristaQuantumPumpをPCから制御可能です。1〜4台を連動させたり、独立してコントロールできます。



- ▶ 4台のポンプを連動／独立／同時制御可能
- ▶ キャリブレーション／マニュアル送液／プログラム送液対応
- ▶ オートスタート／オートストップ制御
- ▶ 固定流量制御／勾配流量制御／混合流量制御対応
- ▶ 20ステップ・100リピート・長期間プログラム可能
- ▶ 直感操作で自在にプログラミング可能



製品名	WSP-3310 PeristaQuantumPump	WSP-3300 PeristaQuantumPump
流路数	1流路	3流路
流量	オレフィンチューブ 2/4:0.01~13mL/min オレフィンチューブ 4/6:0.01~40mL/min	オレフィンチューブ 2/4:0.01~13mL/min オレフィンチューブ 4/6:0.01~35mL/min
流量可変範囲	流量:1300倍(オレフィンチューブ 2/4) 4000倍(オレフィンチューブ 4/6) 最大流量に対する%:1000倍 回転数:5000倍	流量:1300倍(オレフィンチューブ 2/4) 3500倍(オレフィンチューブ 4/6) 最大流量に対する%:1000倍 回転数:5000倍
回転数	0.01~50rpm(本体制御時) 0.005~50rpm(外部制御時)	
チューブ寿命	7日間(最大流量で連続運転)	14日間(最大流量で連続運転)
設定	流量:mL/min、mL/h 最大流量に対する%:0.1~100% 回転数:0.01~50rpm	
送液方法	連続運転:流量・最大流量に対する%、回転数 容量送液:0.1~9999mL タイマー送液:0.1~9999min	
液晶表示内容	流量(mL/min、mL/h)、送液方向、最大流量に対する%、回転数、実流量、残時間/残容量	
インターフェース	USB端子(Type-C)	USB端子(Type-B)
寸法	110(W)×200(D)×130mm(H)	130(W)×260(D)×135mm(H)
質量	本体 2.2kg	本体 5.0kg
電源	入力:100~240V 50/60Hz 出力:DC24V 1.5A	

システム構成	WSP-3310CP	WSP-3310P-CP	WSP-3310P-2CP	WSP-3300-CP	WSP-3300P-CP
ポンプ	WSP-3310 × 1台	WSP-3310 × 1台	WSP-3310 × 2台	WSP-3300 × 1台	WSP-3300 × 1台
チャンネル数	1ch	1ch	1ch × 2	3ch	3ch
PQP コントロールソフトウェア	—	○	○	—	○

商品コード	製品名	キャンペーン価格(税別)	通常価格(税別)	
1221432	WSP-3310CP PeristaQuantumPump	198,000 円	238,000 円	17% OFF
1221435	WSP-3310P-CP PeristaQuantumPump	322,400 円	403,000 円	20% OFF
1221436	WSP-3310P-2CP PeristaQuantumPump	516,400 円	645,500 円	20% OFF
1221401	WSP-3300CP PeristaQuantumPump	440,300 円	518,000 円	15% OFF
1221406	WSP-3300P-CP PeristaQuantumPump	546,400 円	683,000 円	20% OFF

ご用命は下記販売店へお問い合わせください。

0.1=10 ⁻¹	deci	d	one tenth of
0.01=10 ⁻²	centi	c	one hundredth of
0.001=10 ⁻³	milli	m	one thousandth of
0.000 001=10 ⁻⁶	micro	μ	one millionth of
0.000 000 001=10 ⁻⁹	nano	n	one billionth of
0.000 000 000 001=10 ⁻¹²	pico	p	one trillionth of
0.000 000 000 000 001=10 ⁻¹⁵	femto	f	one quadrillionth of
0.000 000 000 000 000 001=10 ⁻¹⁸	atto	a	one quintillionth of



アトー株式会社

主要製品

- 発光・蛍光イメージングシステム
- 画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
- 電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
- ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム

- | | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------|
| ■東京本社 | 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 | ☎(03)5827-4861(代表) | ☎(03)5827-6647 |
| ■大阪支店 | 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1
若杉センタービル別館 5F | ☎(06)6136-1421(代表) | ☎(06)6356-3625 |
| ■技術開発センター | 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 | ☎(03)5818-7560(代表) | ☎(03)5818-7563 |
| | ◆メンテナンスサービスグループ | ☎(03)5818-7567(代表) | ☎(03)5818-7563 |

■URL <https://www.atto.co.jp/> お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。

Featured Products Campaign: October 21, 2026 – February 28, 2027