

期間限定 スペシャルオファー イオナイザーを 50% OFF



XPR シリーズマイクロ天びん、分析天びんご購入で 対象のイオナイザー（除電器）を 50% OFF でご提供します

静電気による影響は、サンプルを容器に移す際に飛散するだけではなく、計量結果にも大きな誤差を与えます。

XPR シリーズ用の各種イオナイザーは設置場所を取らず、計量作業に連動できますので、効率的に精度の高い計量が行えます。

静電気の影響の少ないこの時期から備えておくことをおすすめします。

静電気が計量結果に与える影響を解説したホワイトペーパーなど掲載のラボライブラリはこちら ▶ www.mt.com/library

【対象機種】

裏面をご参照ください

【キャンペーン期間】

2019年5月7日～2019年8月30日 受注分まで有効

【キャンペーン参加方法】

1. www.mt.com/JP-EXC2019 からキャンペーン特設ページへアクセス
2. 「キャンペーンに登録してクーポンをダウンロード」 ボタンから参加登録後、クーポンをダウンロード
3. 期間内に対象製品を購入




※ご注文時、お客様情報を記入したクーポンを販売代理店へお渡しください。
キャンペーンへのご登録が無い場合、当キャンペーンは適用不可となりますのでご注意ください。

METTLER TOLEDO

XPR シリーズ用 各種イオナイザー

XPR シリーズのマイクロ、分析型マイクロ、分析天びんに最適化された各種イオナイザーを取り揃えています。用途に合わせてご選択ください。

	スタンド式イオナイザー	イオナイザーモジュール	コンパクトイオナイザー
			
品番	30499859	30460823	30499860
通常価格	¥380,000	¥278,000	¥288,000
キャンペーン特別価格	¥190,000	¥139,000	¥144,000
天びん対応機種分類	A, B, C	C	B, C
取付/接続方法	USB	内部モジュール	USB
動作	風防ドアと連動 手動	StaticDetectと連動 手動	風防ドアと連動 手動
主な用途			
分注作業中のサンプルの除電	○	×	○
風防内の容器・サンプルの除電	○	○	△

キャンペーン対象 XPRシリーズ天びん

分類	対象機種
A	XPR6UV, XPR2UV, XPR6UD5V, XPR10V, XPR2V
B	XPR26V, XPR26DRV, XPR56V, XPR56DRV
C	XPR206DRV, XPR105V, XPR105DRV, XPR205V, XPR205DRV, XPR205DUV, XPR205D5V, XPR305D5V, XPR204V



天びん点検用分銅セット「ケアパック」のご紹介

天びんの日常点検でご使用いただく2種の分銅（分銅1：感度検査用、分銅2：繰返し性検査用）と取扱いアクセサリーのセットです。校正証明書はJSCC（日本語）、SCS（英語）からお選びいただけます。

* SCS (Swiss Calibration Service) はスイス認定事業者のロゴでJSCCと同等のISO/IEC17025認定の校正証明書です。

▶ www.mt.com/Carepacs



www.mt.com/JP-EXC2019

For more information

メトラー・トレド株式会社
TEL:03-5815-5515

ラボテック事業部
FAX:03-5815-5525

代理店名

©05/2019 Mettler-Toledo K.K.,
Printed in Japan 96102360

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください
- 表示価格に消費税は含まれておりません