

期間：～2025年3月19日(水)


# 1ヶ月限定消耗品キャンペーン!

## NichimateAqua Marine Tip

DNase RNase FREE Pyrogen FREE サンプル提供OK

40% OFF!

液切れの良い、リーズナブルなスタンダードチップ  
ラック入り滅菌済みパッケージでのご提供



| パッケージ | 容量          | 製品コード         | チップ長さ | 入数     | 滅菌         | 希望小売価格  | キャンペーン価格 | 数量      |
|-------|-------------|---------------|-------|--------|------------|---------|----------|---------|
| ラック   | 10µL        | 00-MRN-10RB   | 32 mm | 96 本   | 電子線<br>滅菌済 | 5,500 円 | 3,300 円  |         |
|       | 10µL (ロング)  | 00-MRN-10LRB  | 46 mm |        |            |         | 7,000 円  | 4,200 円 |
|       | 200µL       | 00-MRN-200RB  | 51 mm | ×      |            | 6,500 円 | 3,900 円  |         |
|       | 200µL (ロング) | 00-MRN-200LRB | 90 mm | 10 ラック |            | 6,500 円 | 3,900 円  |         |
|       | 1000µL      | 00-MRN-1000RB | 88 mm |        |            | 7,500 円 | 4,500 円  |         |

●いずれのチップも、適合するマイクロピペットの機種については事前にお問い合わせください。●本製品はオートクレーブ滅菌による繰り返し使用を推奨していません。

## NichimateAqua CryoVial

DNase RNase FREE Pyrogen FREE サンプル提供OK

Max 39% OFF!

液体窒素の上記中(浸漬は不可)における凍結保存に最適なチューブ



カラーキャップインサート



アウターキャップタイプ



1mL 1.8mL



インナーキャップタイプ



1mL 1.8mL

| 製品コード         | 容量(mL)                 | タイプ                           | 滅菌            | 材質           | 適切な保存環境                 | 入数        | 希望小売価格   | キャンペーン価格 | 数量      |
|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 00-AQA-CV-1SE | 1.0                    | アウターキャップ<br>(External thread) | 電子線           | キャップ:HDPE    | 液体窒素の<br>蒸気中<br>(浸漬は不可) | 200 本     | 12,000 円 | 7,400 円  |         |
| 00-AQA-CV-2SE | 1.8                    |                               |               | チューブ:PP      |                         |           |          | 12,000 円 | 7,400 円 |
| 00-AQA-CV-1SP | 1.0                    | インナーキャップ<br>(Internal thread) | (オートクレーブ滅菌不可) | O-リング:シリコン   |                         | (100本×2袋) | 12,500 円 | 7,600 円  |         |
| 00-AQA-CV-2SP | 1.8                    |                               |               | (O-リングはSPのみ) |                         |           |          | 12,500 円 | 7,600 円 |
| 00-AQA-CV-CC  | カラーキャップインサート(数色の詰め合わせ) | なし(オートクレーブ滅菌不可)               |               | PS           |                         |           | 500 個    | 6,500 円  | 4,100 円 |

●本製品は細胞懸濁液等を入れて別途プログラムフリーザー等で凍結した後に、液体窒素の蒸気中で凍結保存するための容器です。液体窒素中に浸漬することはできません。液体窒素に浸漬した場合、液体窒素が本製品の内部に侵入する場合があります。液体窒素が新入した製品を液体窒素保存容器から取り出すと、本製品の内部に侵入した液体窒素が急激に膨張し本製品が破裂する危険性があります。本製品を液体窒素に浸漬して内容物を凍結させることは、絶対に行わないでください。●本製品はオートクレーブ滅菌および凍結はできません。

### 依頼者情報

\*必須記入項目

|        |         |  |  |
|--------|---------|--|--|
| 施設名*   | ご所属     |  |  |
| ご住所    |         |  |  |
| お名前*   | DB会員No. |  |  |
| E-mail | TEL     |  |  |

### 代理店様情報

|      |     |  |  |
|------|-----|--|--|
| 会社名  |     |  |  |
| 支店名  | TEL |  |  |
| ご担当者 | FAX |  |  |
| 備考欄  |     |  |  |

