

Buy 1 チップ box Get 1 ピпетト キャンペーン

GVSのフィルター滅菌チップを10ラック（1箱）ご購入で、
ご希望のピペット1本をプレゼントします！

限定200本 2026年3月27日受注分まで（※限定数に達し次第、終了となります。）

FLAMETIP フィルター付ピペットチップ

FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。ほとんどのブランドのマイクロピペッターに対応、疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。

- ・PPフィルター付きのTipです
- ・滅菌：ガンマ線照射による滅菌:SAL10-6（1S011137）
- ・使用期限：製造月から3年
- ・製造環境：クラス100,000のクリーンルーム環境で製造
- ・包装：再密封可能なビニール袋、剛性の高いオートクレーブ可能なラック
- ・DNase / RNase フリー
- ・トレーサビリティ：すべてのラック・ケースにロット番号が印刷されています
- ・パイロジェンフリー：医療機器のLALテストに関するFDAガイドラインにて検証済み（許容レベル0.5EU / ml未満）
- ・核酸フリー：この製品はテスト済みであり、検出可能な核酸は含まれていません。
- ・金属フリー：すべての材料は、米国薬局方ガイドラインに準拠した金属フリーの認定を受けています。
- ・ATPフリー：この製品はテスト済みであり、ATPは含まれていません
- ・ISO：ISO13485：2016およびISO9001：2015品質管理システムの下で製造



製品番号	品名	滅菌	タイプ	入数/ラック	入数/箱	価格（円/税別）
FTS252010	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 10μl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS233010	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 10μl ロング（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS252020	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 20μl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS252100	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 100μl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS231200	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 200μl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS233300	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 300μl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS252000	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 1000μl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥15,100
FTS371000	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 1000μl ロング（96本*10ラック）	γ線滅菌済	ローリテンション	96	960	¥18,700

setsuro-shop@setsurotech.com まで、下記の内容を記載の上、ご注文下さい。

- ① キャンペーンコード『FLMPT2025STO』
- ② チップの型番と個数
- ③ ご希望のピペットの型番と個数

※ピペット1本+チップ1ケースのご注文のみ承ります。
※組み合わせは自由です。
※ピペットのみ、チップのみなど、数量が合わない場合は
お受けすることができません。



フレームピペット
フルオートクレーブ対応マイクロピペット

- オートクレーブ専用、安キャビ専用
- いざという時の予備に
- 個人用のマイクロピペットに

FLAME PETTEマイクロピペット



フルオートクレーブ対応マイクロピペット

- 軽いフィーリング
従来よりも軽い力でピペッティング
- ロック機能で安心
スライド式容量ロック搭載
- UV耐性で安心
安全キャビネット内でも使用可能
- オートクレーブ対応で安心
全体をそのままオートクレーブにかけられるので、安心してご利用いただけます。

Product Code	Volume range	Increment	Test volume[µL]	Systematic error (Inaccuracy)		Random error (Imprecision)		Color
FLPFGFAS101A	0.1-2.5µL	0.002µL	0.25µL	12.00%	±0.03µL	6.00%	+0.015µL	Brown
			1.25µL	2.50%	±0.031µL	1.50%	+0.019µL	
			2.5µL	1.40%	±0.035µL	0.70%	+0.018µL	
FLPFGFAS102A	0.5-10µL	0.01µL	1µL	2.50%	±0.025µL	1.80%	+0.018µL	Orange
			5µL	1.50%	±0.075µL	0.80%	±0.04µL	
			10µL	1.00%	±0.1µL	0.40%	±0.04µL	
FLPFGFAS103A	2-20µL	0.02µL	2µL	5.00%	±0.1µL	1.50%	±0.03µL	Purple
			10µL	1.20%	±0.12µL	0.60%	±0.06µL	
			20µL	1.00%	±0.2µL	0.30%	+0.06µL	
FLPFGFAS104A	5-50µL	0.05µL	5µL	2.00%	+0.1µL	2.00%	+0.1µL	Green
			25µL	0.90%	±0.225µL	0.60%	+0.15µL	
			50µL	0.60%	+0.30µL	0.30%	±0.15µL	
FLPFGFAS105A	10-100µL	0.1µL	10µL	3.00%	+0.3µL	1.00%	+0.1µL	Dark blue
			50µL	1.00%	+0.5µL	0.30%	+0.15µL	
			100µL	0.80%	+0.8µL	0.20%	+0.2µL	
FLPFGFAS106A	20-200µL	0.2µL	20µL	2.50%	+0.5µL	0.70%	+0.14µL	Blue
			100µL	1.00%	±1.0µL	0.30%	+0.3µL	
			200µL	0.60%	±1.2µL	0.20%	±0.4µL	
FLPFGFAS107A	100-1000µL	1µL	100µL	3.00%	±3.0µL	0.60%	±0.6µL	Red
			500µL	1.00%	±5.0µL	0.20%	±1.0µL	
			1000µL	0.60%	±6.0µL	0.20%	±2.0µL	
FLPFGFAS108A	500-5000µL	5µL	1000µL	2.40%	±0.012mL	0.60%	±0.003mL	Yellow
			2500µL	1.20%	±0.03mL	0.25%	±0.006mL	
			5000µL	0.60%	±0.03mL	0.15%	±0.008mL	
FLPFGFAS109A	1-10 mL	10µL	1mL	3.00%	±0.03mL	0.60%	±0.006mL	Grey
			5mL	0.80%	±0.04mL	0.20%	+0.01mL	
			10mL	0.60%	+0.06mL	0.15%	+0.015mL	

製造元 GVS ジャパン株式会社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル4階
TEL: 03 5937 1447
FAX: 03-5937-1448
<https://www.gvsjapan.co.jp>

販売元 株式会社セツロテック
〒770-8503
徳島県徳島市蔵本町3-18-15 藤井節郎記念
医科学センター
TEL: 088-633-0233
<https://www.setsurtech.com>
E-mail: setsuro-shop@setsurotech.com

